

ECG 6 pistes ecran tactile 7" AVEC interprétation CARDIO BETA 6 - MÉDICLINIC

Référence 09762



Prix du produit :

988,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'ECG 6 PISTES ECRAN TACTILE 7" AVEC INTERPRETATION - CARDIO BETA 6 de **MÉDICLINIC** est un dispositif médical avancé permettant l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Doté d'un écran tactile 7 pouces et d'une interprétation automatique, il **facilite** le diagnostic des problèmes cardiaques.

VENDU À L'UNITE

Description du produit :

ECG 6 pistes ecran tactile 7" AVEC interprétation CARDIO BETA 6 - MÉDICLINIC L'ECG **CARDIO BETA 6 pistes** propose un écran tactile LCD couleur de 7 pouces affichant jusqu'à 12 pistes simultanées. Sa mémoire peut stocker les données de jusqu'à 30 000 patients. L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable Li-ion offrant une **grande autonomie**. Certifié Classe I - CE, il dispose de ports carte mémoire micro SD / USB. Pesant 1.2 kg et mesurant 25 x 20 x 4.5 cm, il est garanti 2 ans. Cet ECG est idéal pour les professionnels de la santé pour un diagnostic **précis et rapide**.

ECG Cardio Beta 6 :

- **6 Pistes** avec interprétation automatique.
- **Écran tactile couleur** haute résolution de 7 pouces.
- **Acquisition et affichage simultané** de 12 dérivations.
- **Fonction de mesure** et d'interprétation automatique.

- **Ultra précis**, dispose de nombreux filtres.
- **Conception compacte** et légère.
- **Données prise en charge USB** et de la carte micro SD pour étendre la mémoire.
- **Mise à jour du logiciel** via carte USB/SD.
- **Doté d'une batterie grande autonomie**
- **Fonction interprétation** automatique
- **Imprimante thermique**
- **Batterie rechargeable** et alimentation secteur

Option ECGNET :

En option le logiciel ECGNET vous permettra de transférer via un câble ethernet vos données patients sur votre PC.

- Un menu intuitif.
- Recherche avancée dans la base de données.
- Un archivage des patients et des tests.
- La visualisation en temps réel.
- Stockage des mesures ECG.
- La création descriptif détaillé.
- L'exportation des enregistrements au format PDF
- Envoi par email.
- Impression sur papier classique A4

Caractéristiques techniques :

- Écran tactile LCD couleur - 7 pouces (15 x 9 cm)
- Nombre de pistes à l'écran 12 pistes simultanées
- Mode d'enregistrement Manuel / Auto / Arythmie analyse
- Mémoire jusqu'à 30 000 patients
- Dimensions papier 120mm x 20m rouleau de papier thermique
- Alimentation Batterie rechargeable et prise usb
- Batterie Li-ion
- Certification Classe I - CE
- Impédance d'entrée > 50M?
- Filtre EMG : 25Hz / 30Hz / 40Hz / 75Hz / 100Hz / 150Hz
- Filtre DFT: 0.05Hz/ 0.15Hz
- AC filtre: 50Hz / 60Hz
- Circuit d'entrée Flottant, protection anti-défibrillation
- Ports Carte mémoire micro SD / USB
- Poids 1.2kgs
- Dimensions 25 x 20 x 4.5 cm

Conditionnement :

- 1 câble patient

- 4 pinces membres
- 6 poires précordiales
- 1 rouleau de papier
- 1 câble d'alimentation secteur
- 1 manuel d'utilisation

Garantie 2 ans (sauf câbles, accumulateurs et accessoires)

Certifié Classe I - CE

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à [la cardiologie](#), pour des diagnostics précis et fiables.