

ÉLECTROCARDIOGRAPHE CARDIO BETA 6 6 PISTES ÉCRAN TACTILE 7" - blanc

Référence 09762



 Écran tactile LCD

Prix du produit :

1 008,77 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'électrocardiographe **Cardio Beta 6** réunit un écran tactile **7 pouces**, l'affichage de **12 dérivations** en simultanément et une interprétation automatique pour accompagner les enregistrements ECG au quotidien.

Classe I • CE • Interprétation automatique •
Mémoire 30 000 patients

Description du produit :

Cardio Beta 6, ECG 6 pistes tactile et compact

Ce électrocardiographe 6 pistes est conçu pour réaliser les enregistrements de l'activité cardiaque dans différents environnements de soins. Le **Cardio Beta 6** dispose d'un écran tactile **7 pouces**, affiche **12 dérivations** en même temps et intègre une **interprétation automatique**.

Son utilisation s'adapte aux besoins du poste de travail grâce aux modes manuel, auto et analyse arythmie. La mémoire de **30 000 patients**, associée aux ports USB et à la carte micro SD, facilite la conservation et l'export des examens.

Avec ses dimensions de **25 x 20 x 4,5 cm** et un poids net de **1,2 kg**, il se transporte facilement d'une salle à l'autre. Idéal pour les cardiologues, médecins généralistes, services hospitaliers, cliniques et centres de santé.

Points forts

- **Écran LCD couleur tactile 7 pouces** : consultation lisible des tracés et navigation directe dans les fonctions de l'appareil.
- **Affichage 12 dérivations simultanées** : visualisation globale de l'enregistrement pour un contrôle rapide pendant l'examen.
- **Interprétation automatique** : soutien utile pour une première lecture des données ECG dans le cadre des usages courants.
- **Modes manuel / auto / analyse arythmie** : choix du fonctionnement selon l'organisation du service et le protocole retenu.
- **Mémoire jusqu'à 30 000 patients** : archivage étendu pour suivre et retrouver les examens enregistrés.
- **Format compact avec batterie rechargeable Li-ion** : fonctionnement sur secteur ou sur batterie pour plus de souplesse d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans (sauf câbles, accumulateurs et accessoires)

Marque : Cardio Beta 6

Type de produit : Électrocardiographe 6 pistes avec interprétation

Écran : LCD couleur tactile 7 pouces, 15 x 9 cm

Affichage : 12 pistes simultanées

Fonctionnement : Manuel / Auto / Analyse arythmie

Alimentation : Batterie rechargeable Li-ion et secteur

Mémoire : Jusqu'à 30 000 patients

Connectique : USB et carte micro SD

Impression : Imprimante thermique intégrée

Dimensions papier : 120 mm x 20 m, rouleau de papier thermique

Impédance d'entrée : > 50 M Ω

Filtre EMG : 25 Hz / 30 Hz / 40 Hz / 75 Hz / 100 Hz / 150 Hz

Filtre DFT : 0.05 Hz / 0.15 Hz

Filtre AC : 50 Hz / 60 Hz

Circuit d'entrée : Flottant, protection anti-défibrillation

Dimensions : 25 x 20 x 4,5 cm

Poids Net : 1,2 kg

Couleur : Blanc

Normes & sécurité

Classe : Classe I

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement comprend l'appareil, 1 câble patient, 4 pinces membres, 6 poires précordiales, 1 rouleau de papier, 1 câble d'alimentation secteur et 1 manuel d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour assurer la continuité des examens, prévoyez des papiers pour ECG compatibles avec l'impression des tracés. Les électrodes ECG participent à la qualité du recueil du signal, tandis que les câbles & accessoires pour ECG complètent l'équipement du poste.