

# ECG 3 pistes avec interprétation écran tactile couleur 7" - MÉDICLINIC

Référence 09763



Prix du produit :

**379,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**L'ECG 3 PISTES AVEC INTERPRETATION ECRAN TACTILE COULEUR 7"** de la marque **Médiclinic** est un dispositif médical avancé permettant une surveillance précise de l'activité cardiaque. **Interface intuitive**, fonction d'interprétation automatique.

**VENDU À L'UNITE**

Description du produit :

**L'ECG CARDIO BETA 3 pistes** propose un écran **tactile LCD couleur** de 7 pouces affichant jusqu'à 12 pistes simultanées. Sa mémoire peut stocker les données de jusqu'à 30 000 patients. L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable Li-ion offrant une **grande autonomie**. Certifié Classe I - CE, il dispose de ports carte mémoire micro SD / USB. Pesant 1.2 kg et mesurant 25 x 20 x 4.5 cm, il est garanti 2 ans. Cet ECG est idéal pour les professionnels de la santé pour un diagnostic **précis** et **rapide**.

**ECG Cardio Beta 3 :**

- **3 Pistes** avec interprétation automatique.
- **Écran tactile couleur** haute résolution de 7 pouces.
- **Acquisition et affichage simultané** de 12 dérivations.
- **Fonction de mesure** et d'interprétation automatique.
- **Ultra précis**, dispose de nombreux filtres.
- **Conception compacte** et légère.
- **Données prise en charge USB** et de la carte micro SD pour étendre la mémoire.

- **Mise à jour du logiciel** via carte USB/SD.
- **Doté d'une batterie grande autonomie**
- **Fonction interprétation** automatique
- **Imprimante thermique**
- **Batterie rechargeable** et alimentation secteur

#### **Option ECGNET :**

En option le logiciel ECGNET vous permettra de transférer via un câble ethernet vos données patients sur votre PC.

- Un menu intuitif.
- Recherche avancée dans la base de données.
- Un archivage des patients et des tests.
- La visualisation en temps réel.
- Stockage des mesures ECG.
- La création descriptif détaillé.
- L'exportation des enregistrements au format PDF
- Envoi par email.
- Impression sur papier classique A4

#### **Caractéristiques techniques :**

- Un écran tactile LCD couleur - 7 pouces (15 x 9 cm)
- 12 pistes simultanées
- Mode d'enregistrement Manuel / Auto / Arythmie analyse
- Capacité de Mémoire jusqu'à 30 000 patients
- Dimensions papier 120mm x 20m rouleau de papier thermique
- Alimentation a Batterie rechargeable et prise usb
- Batterie a fonctionnement Li-ion
- Certification Classe I - CE
- Impédance d'entrée > 50M?
- Filtre EMG : 25Hz / 30Hz / 40Hz / 75Hz / 100Hz / 150Hz
- Filtre DFT: 0.05Hz/ 0.15Hz
- AC filtre: 50Hz / 60Hz
- Circuit d'entrée Flottant, protection anti-défibrillation
- Ports Carte mémoire micro SD / USB
- Poids 1.20kgs
- Dimensions 25 x 20 x 4.5 cm
- Garantie 2 ans (sauf câbles, accumulateurs et accessoires)

#### **Conditionnement :**

- 1 câble patient
- 4 électrodes pour membres inférieurs
- 6 électrodes thoracique

- 1 câble d'alimentation a trois fiches
- 1 câble de mise a la terre
- 1 arbre a papier
- 1 papier d'enregistrement thermique

**Garantie 2 ans (sauf câbles, accumulateurs et accessoires)**

**Certifié Classe I - CE**

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à [la cardiologie](#), pour des diagnostics précis et fiables.