

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE DELTA 55 ÉDITION LIMITÉE MEDICLINIC - orange

Référence 09764



Prix du produit :

999,30 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan d'examen électrique Delta 55 édition limitée MEDICLINIC** associe un réglage électrique de **43 à 85 cm**, un dossier relevable jusqu'à **90°** et une capacité de charge de **200 kg** pour accompagner les consultations courantes. Sa conception 2 plans, sa sellerie haute densité et ses roulettes avec blocage conviennent à une utilisation soutenue au cabinet. Existe en plusieurs couleurs.

200 Kg • 2 Plans • Hauteur variable électrique • Orange édition limitée

Description du produit :

Delta 55 édition limitée, réglages fluides et usage polyvalent

Ce divan d'examen électrique est conçu pour simplifier l'installation du patient et le confort de travail du praticien. Le **divan d'examen électrique Delta 55 édition limitée MEDICLINIC** propose une hauteur ajustable de **43 à 85 cm** et une charge maximale de **200 kg**.

Son dossier avec vérin à gaz se règle en déclive jusqu'à **-23°** et en proclive jusqu'à **90°**. Cette amplitude permet d'adapter rapidement la position selon le type d'examen ou de soin réalisé.

La sellerie haute densité, la structure en acier époxy blanc et les **4 roulettes à blocage** participent à un usage pratique au quotidien. Idéal pour cabinets médicaux, centres de santé, maisons de santé, infirmiers libéraux, services de consultation et établissements médico-sociaux.

Points forts

- **Réglage électrique de la hauteur** : variation de **43 à 85 cm** par barre périphérique au pied pour ajuster facilement le plan de travail.
- **Dossier à assistance par vérin à gaz** : inclinaison en déclive jusqu'à **-23°** et en proclive jusqu'à **90°** pour moduler la position du patient.
- **Accueil confortable** : sellerie haute densité et dossier de **70 x 68 cm** pour un appui stable pendant la consultation.
- **Déplacement et immobilisation facilités** : **4 roulettes à blocage** pour déplacer le divan puis le stabiliser avant utilisation.
- **Équipement pratique** : porte-rouleau intégré et bouchon facial amovible pour préparer rapidement la surface de consultation.
- **Fabrication robuste** : châssis en acier époxy blanc adapté à un usage intensif et à l'entretien courant en environnement médical.

Caractéristiques techniques

Marque : MEDICLINIC

Couleurs : Parme Serenity ; Emeraude ; Havane ; Orange Sunset

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : MDR 2017/745

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Les draps d'examen aident à préserver la sellerie entre deux patients. Un tabouret médical complète l'espace de soin pour le praticien. Les accessoires tables et divans d'examen permettent d'adapter l'installation aux besoins du cabinet.