

# BANDETTES URINAIRES 10 PARAMÈTRES MEDI'CLINIC MEDICLINIC - boîte de 100 bandelettes

Référence 09730



Prix du produit :

**10,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **bandelettes urinaires 10 paramètres MEDI'CLINIC MEDICLINIC** sont conçues pour le diagnostic in vitro avec une lecture par comparaison colorimétrique ou via analyseur urinaire. Elles associent détection simultanée de **10 paramètres** et conditionnement en **boîte de 100 bandelettes** pour les usages réguliers.

CE • Usage in vitro • Lecture visuelle ou via analyseur • Boîte de 100

Description du produit :

**Bandelettes urinaires 10 paramètres, contrôle pratique et rapide**

Les bandelettes urinaires **MEDI'CLINIC MEDICLINIC** permettent d'évaluer **10 paramètres** à partir d'un même test. Elles s'utilisent en diagnostic in vitro, avec lecture visuelle sur échelle colorimétrique ou au moyen d'un analyseur urinaire. Idéal pour cabinets médicaux, laboratoires, EHPAD, centres de soins et infirmiers libéraux.

Pour les examens de routine, elles apportent une première lecture rapide sur échantillon frais. Leur mode d'utilisation s'intègre facilement aux organisations en consultation comme en laboratoire.

Le support en plastique rigide favorise une manipulation plus stable pendant le test. Le format **boîte de 100 bandelettes** convient aux besoins professionnels récurrents.

## Points forts

- **Analyse sur 10 paramètres** : une seule bandelette contrôle glucose, protéines, sang, densité, nitrites, leucocytes, bilirubine, urobilinogène, cétone et pH.
- **Deux modes de lecture** : utilisation possible par comparaison visuelle colorimétrique ou avec un analyseur urinaire selon l'équipement disponible.
- **Manipulation rapide** : immersion courte de **1 à 2 secondes**, puis lecture en respectant le temps indiqué pour chaque paramètre.
- **Support plastique rigide** : une conception pensée pour une bonne prise en main et moins de déformation lors des manipulations répétées.
- **Boîte de 100** : un conditionnement adapté aux contrôles fréquents et à la gestion des consommables en structure de soins.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Bandelettes urinaires

**Marque** : MEDICLINIC

**Utilisation** : Diagnostic in vitro

**Fonctionnement** : Comparaison visuelle colorimétrique ou lecture via analyseur urinaire

**Paramètres détectés** : Glucose, protéines, sang, densité, nitrites, leucocytes, bilirubine, urobilinogène, cétone, pH

**Matériau** : Plastique rigide

**Conditionnement** : Boîte de 100 bandelettes

**Conservation** : Entre 15 et 30 °C, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe

**EAN** : 3760097203612

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le poste de prélèvement, les gants nitriles limitent le contact direct lors de la manipulation. Les alèses aident à préserver les surfaces. Les lingettes désinfectantes simplifient l'entretien rapide entre deux utilisations.