

SACHET DE STÉRILISATION AUTOCOLLANT TÉMOIN INTÉGRÉ - boîte de 200

Référence 09785

Prix du produit :

6,11 € taxe inclu



Description brève du produit :

Les **sachets de stérilisation** autocollants compatibles autoclave permettent un emballage pratique des instruments avec fermeture hermétique et contrôle visuel grâce au témoin intégré. Conditionnés en boîte de **200**, ils contribuent à conserver les instruments propres jusqu'à l'ouverture. Existe en plusieurs **tailles**.

Autocollant • Compatible autoclave • Témoin de stérilisation intégré • Boîte de 200

Description du produit :

Sachet de stérilisation autocollant, contrôle visuel et fermeture pratique

Ces sachets de stérilisation autocollants sont conçus pour le conditionnement des instruments avant autoclave. Leur fermeture **hermétique** et leur **témoin de stérilisation intégré** simplifient la préparation et le contrôle visuel du cycle.

Après stérilisation, le sachet constitue une barrière protectrice qui aide à maintenir les instruments propres jusqu'au moment de l'ouverture. Plusieurs formats sont proposés pour répondre à des besoins variés, de l'instrument seul au petit set.

Idéal pour cabinets médicaux, cabinets dentaires, centres de soins, EHPAD et services de stérilisation.

Points forts

- **Système autocollant** : la fermeture adhésive permet une mise sous sachet rapide, sans accessoire de fermeture complémentaire.
- **Usage en autoclave** : ces sachets sont adaptés au conditionnement des instruments avant un cycle de stérilisation à la vapeur.
- **Indicateur intégré** : le témoin visuel aide à repérer rapidement le passage dans les conditions prévues de stérilisation.
- **Protection des instruments** : le sachet participe au maintien de la propreté des dispositifs jusqu'à leur utilisation.
- **Choix de dimensions** : plusieurs tailles facilitent l'emballage d'instruments de formats différents ou de petits ensembles.
- **Boîte de 200 unités** : un conditionnement adapté à une utilisation régulière en cabinet, en salle de soins ou en zone technique.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Sachet de stérilisation

Fonctionnement : Autocollant

Utilisation : Conditionnement d'instruments avant autoclave

Compatibilité : Autoclave

Indicateur : Témoin de stérilisation intégré

Dimensions : 57 x 100 mm, 83 x 160 mm, 90 x 260 mm, 135 x 280 mm, 190 x 360 mm

Formats disponibles : Plusieurs tailles

Conditionnement : Boîte de 200

Garantie : 2 ans

Tailles : 57 X 100 mm ; 83 X 160 mm ; 90 X 260 mm ; 135 X 280 mm ; 190 X 360 mm

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser votre chaîne de stérilisation, les autoclaves médicaux prennent le relais après le conditionnement. Les tests et indicateurs de stérilisation aident au suivi des cycles, tandis qu'un nettoyeur à ultrasons prépare les instruments avant leur mise en sachet.