

GAINES DE STÉRILISATION PROLINE DOUBLE FACE AVEC TÉMOIN - rouleau 200 m

Référence 09789



Prix du produit :

30,59 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **gaines de stérilisation Proline** en rouleau réunissent une face papier médical et une face transparente pour préparer un emballage adapté à chaque instrument. Avec leur longueur de **200 m** et leur témoin intégré, elles accompagnent le conditionnement avant stérilisation en autoclave. Existe en plusieurs dimensions.

EN 868-5 • ISO 11607 • Classe I • Témoin de stérilisation intégré

Description du produit :

Gaines de stérilisation Proline, rouleau double face avec témoin

Ces gaines et sachets de stérilisation en rouleau sont conçus pour réaliser un emballage à la longueur nécessaire selon les instruments à préparer. Les **gaines de stérilisation Proline** associent papier médical et film transparent afin de visualiser le contenu tout en maintenant une barrière adaptée après le cycle.

Le format **200 m** s'intègre facilement dans les organisations qui traitent des instruments de dimensions variées. Le témoin incorporé permet d'identifier rapidement un passage en cycle vapeur ou à l'oxyde d'éthylène.

Ces gaines sont destinées au **conditionnement avant stérilisation** et ne sont pas livrées

stériles. Idéal pour cabinets médicaux, cabinets dentaires, services de stérilisation, cliniques, blocs techniques et infirmiers libéraux équipés en autoclave.

Points forts

- **Découpe sur mesure** : le conditionnement en rouleau permet d'ajuster la longueur au plus près de l'instrument, pour une préparation plus rationnelle.
- **Structure double face** : l'association du papier médical et du film transparent favorise le contrôle visuel du contenu tout en accompagnant le processus de stérilisation.
- **Indicateur intégré** : le témoin de passage change de couleur après cycle, ce qui facilite le repérage des emballages traités.
- **Compatibilité de procédés** : ces gaines peuvent être utilisées pour une stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène selon l'équipement disponible.
- **Fermeture par thermoscellage** : la soudure est réalisée proprement pour constituer un emballage prêt avant passage en cycle.
- **Protection après traitement** : une fois stérilisés, les instruments restent conditionnés jusqu'à leur ouverture au moment de l'usage.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Gainés de stérilisation en rouleau

Marque : Proline

Dimensions : 200 mm x 200 m

Matériau : Papier médical et film plastique transparent

Composition : Papier médical 60 g/m², film PET/PP

Couleur : Bleu transparent selon modèle fournisseur

Fonctionnement : Fermeture par thermoscellage

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Vapeur 121°C à 134°C ou oxyde d'éthylène 30°C à 54°C

Indicateur : Témoin de passage intégré, vapeur rose à marron, oxyde d'éthylène bleu à jaune

Formats disponibles : Rouleaux, dont 150 mm x 200 m et 200 mm x 200 m

Conditionnement : Rouleau emballé individuellement sous film plastique

Type de dispositif : Système de barrière stérile pour conditionnement

Fabricant : E. Line S.r.L.

Classe DM/EPI : DM Classe I

Garantie : 2 ans

Dimensions : 200 mm x 200 m ; 150 mm x 200 m

Normes & sécurité

Classe : DM Classe I

Norme : EN 868-5

Norme : ISO 11607 : 1-2

Norme : ISO 11140 : 1

Marquage : CE

Fabricant : E. Line S.r.L.

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser le circuit de traitement, les autoclaves médicaux s'associent à ce type de conditionnement. Les tests et indicateurs de stérilisation participent au contrôle des cycles, tandis qu'une boîte de stérilisation aide au stockage des instruments préparés.

F.A./26