

Tablette ECG 10 pouces 12 pistes avec imprimante

Référence 09790



Prix du produit :

2 375,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Découvrez la puissance d'un **ECG portable** avec imprimante intégrée pour des diagnostics rapides et fiables partout !

Description du produit :

Fonctionnalité de la Tablette ECG 10 pouces 12 pistes avec imprimante

La **Tablette ECG 10 pouces 12 pistes avec imprimante** est un appareil performant, pensé pour les cardiologues et professionnels de santé exigeants. Son écran tactile LCD couleur de 10,1 pouces (1280 x 800 px) offre une interface claire et intuitive. Grâce à sa batterie rechargeable lithium et son alimentation secteur, elle garantit une autonomie suffisante pour vos consultations mobiles. Ce dispositif polyvalent permet un enregistrement manuel ou automatique et stocke jusqu'à 10 000 patients, facilitant la gestion de vos données. Avec ses ports USB et wifi, vous pouvez transférer les résultats aisément. **Léger et compact** (0,8 kg pour 197 x 112 x 26 mm), il allie mobilité et performance pour un diagnostic en toute simplicité. Un outil incontournable pour une **analyse ECG complète** et fiable

Les atouts majeurs :

- **Écran tactile LCD couleur 10,1 pouces** : affichage net et navigation intuitive.
- **Batterie lithium rechargeable + alimentation secteur** : autonomie prolongée.

- **Mode d'enregistrement manuel et automatique** : flexibilité d'utilisation.
- **Mémoire jusqu'à 10 000 patients** : gestion efficace des dossiers.
- **Connectivité USB et wifi** : transfert rapide des données.
- **Poids léger 0,8 kg** : facile à transporter.
- **Certification Classe II, CE & ISO** : conformité aux normes médicales.

Conforts et matériaux

Conçu avec des matériaux robustes, cet ECG tablette est à la fois léger et compact pour une manipulation agréable et un transport aisé. Son design ergonomique facilite son utilisation prolongée en consultation.

Garantie 2 ans. CE.

Accessoires ECG

- Câble ECG IEC Ø 4mm, connecteur banane
- Électrodes d'aspiration précordiales adultes Ø 4 mm
- Électrodes pinces bras/jambes adultes
- Batterie lithium rechargeable
- Clé USB, tournevis, cordon d'alimentation

Commandez dès maintenant votre **Tablette ECG 10 pouces 12 pistes avec imprimante** et profitez d'un diagnostic précis et mobile, partout où vous en avez besoin !