

Tablette ECG 7 pouces 12 pistes avec interprétation Black Edition - Noir

Référence 09796

Prix du produit :

899,00 € taxe inclu



Description brève du produit :

Profitez d'un **ECG** performant et mobile avec interprétation avancée pour un diagnostic rapide et sécurisé !

Description du produit :

Fonctionnalité de la Tablette ECG 7 pouces 12 pistes Black Edition - Noir

La **Tablette ECG 7 pouces 12 pistes avec interprétation Black Edition - Noir** est conçue pour les cardiologues et médecins qui recherchent précision et praticité. Dotée d'un écran LCD tactile couleur de 7 pouces, elle affiche clairement les résultats et facilite la navigation. Son algorithme d'interprétation de Glasgow offre un diagnostic fiable, en mode manuel ou automatique. Avec une mémoire interne capable de stocker jusqu'à 10 000 patients, cette tablette légère (0,8 kg) allie mobilité et performance. Elle se connecte aisément via USB ou Wifi et bénéficie d'une batterie lithium rechargeable pour une utilisation prolongée. Compacte et robuste (197 x 112,4 x 26,4 mm), elle s'impose comme un outil indispensable pour un suivi cardiologique précis.

Ses atouts majeurs :

- **Écran LCD tactile couleur 7 pouces** : affichage net et intuitif.
- **12 pistes avec interprétation basée sur l'algorithme de Glasgow** : diagnostic avancé et fiable.

- **Mémoire jusqu'à 10 000 patients** : gestion simplifiée des dossiers.
- **Mode manuel et automatique** : flexibilité d'utilisation adaptée à tous les cas.
- **Batterie lithium rechargeable** : autonomie prolongée pour consultations mobiles.
- **Connectivité USB et Wifi** : transfert rapide et sécurisé des données.
- **Poids léger de 0,8 kg** avec dimensions compactes : facilité de transport et maniabilité.

Confort et matériaux

Conçue avec des matériaux robustes, cette tablette combine légèreté et durabilité. Son design ergonomique assure une prise en main confortable et une utilisation aisée, même en consultation prolongée.

Garantie 2 ans. CE.

Références accessoires

- Réf. BLACK-ECG-CABLE : Câble ECG IEC Ø 4 mm, connecteur banane.
- Réf. BLACK-ECG-POIRES : 6 poires précordiales adultes Ø 4 mm.
- Réf. BLACK-ECG-PINCES : 4 pinces membres bras/jambes adultes.
- Batterie lithium rechargeable, clé USB, cordon d'alimentation inclus.

Commandez dès maintenant votre **Tablette ECG 7 pouces 12 pistes avec interprétation Black Edition - Noir** et bénéficiez d'un diagnostic fiable et précis en toute simplicité !