

Électrocardiographe 12 pistes écran tactile 9" Cardio Beta 12 - Blanc

Référence 09797



Écran tactile LCD

Prix du produit :

1 512,66 € taxe inclu

Description brève du produit :

Offrez-vous un **ECG performant** et complet avec interprétation automatique et affichage tactile haute définition !

Description du produit :

Électrocardiographe 12 pistes écran tactile 9" Cardio Beta 12 - Blanc

L'**Électrocardiographe Cardio Beta 12** est un outil médical de pointe destiné aux cardiologues et médecins spécialistes. Il affiche simultanément 12 dérivations sur un grand écran tactile couleur de 9 pouces, avec une capacité maximale de 18 pistes et une fonction d'interprétation automatique intégrée. Cet **ECG** allie précision et simplicité d'utilisation grâce à ses nombreux filtres anti-bruit et son ergonomie pensée pour optimiser le flux de travail. Sa mémoire interne peut stocker jusqu'à 400 dossiers patients, et la connectique USB et micro SD permet de sauvegarder et transférer aisément les données. L'imprimante thermique intégrée assure des impressions claires et rapides sur papier A4. En option, le logiciel ECGNET permet la gestion complète des données via Ethernet pour un suivi optimisé. Compact et robuste, ce modèle dispose d'une batterie rechargeable Li-ion, assurant une autonomie confortable. Un concentré de technologie pour un diagnostic cardiologique performant et fiable.

Les atouts majeurs :

- **18 pistes maximum, 12 pistes en simultané** : couverture complète pour un diagnostic

précis.

- **Écran tactile LCD couleur 9 pouces** : navigation fluide et affichage clair.
- **Interprétation automatique avancée** : basée sur un algorithme performant.
- **Imprimante thermique intégrée** : impressions rapides et nettes sur papier A4.
- **Mémoire jusqu'à 400 dossiers patients** : gestion efficace des historiques.
- **Batterie rechargeable Li-ion + alimentation secteur** : autonomie et flexibilité.
- **Connectivité USB, micro SD et option Ethernet via logiciel ECGNET** : transfert et archivage simplifiés.

Conforts et matériaux

Conçu pour durer, cet électrocardiographe associe robustesse et design compact (31 x 28 x 7,6 cm) pour faciliter son transport et son usage quotidien. Son interface intuitive et tactile offre un confort d'utilisation optimal en consultation.

Garantie 2 ans (hors câbles, accumulateurs et accessoires). CE.,

Références accessoires

- câble patient IEC
- 4 électrodes membres
- 6 électrodes thoraciques
- rouleau papier thermique 210 mm x 30 m

Commandez dès maintenant votre **Électrocardiographe 12 pistes écran tactile 9" Cardio Beta 12 - Blanc** et profitez d'un diagnostic fiable et intuitif au service de vos patients !