

CUVE HYDROTHERM BAIN-MARIE POUR COMPRESSES - cuve 27 l

Référence 09801



Prix du produit :

154,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **cuve Hydrotherm** réchauffe les compresses en bain-marie avec une montée en température maîtrisée de **0 à 100°C**. Sa capacité de **27 litres**, sa cuve émaillée et sa grille incluse répondent aux usages réguliers en environnement professionnel.

CE • Thermostat réglable 0 à 100°C • Cuve émaillée • Grille incluse

Description du produit :

Cuve Hydrotherm, bain-marie professionnel pour compresses

Cette cuve thermo-cryothérapie est conçue pour porter les compresses à température de façon régulière. La **cuve Hydrotherm** offre une contenance de **27 litres** et une chauffe réglable jusqu'à **100°C** pour s'adapter aux besoins du soin.

Son intérieur émaillé convient à une utilisation répétée au cabinet. Le thermostat permet d'ajuster simplement le niveau de chauffe selon l'organisation de la séance et le protocole retenu.

Une grille est fournie pour faciliter le positionnement des compresses dans le bain-marie. Idéal pour les kinésithérapeutes, cabinets de rééducation, centres de soins, maisons de santé et établissements de bien-être médicalisé.

Points forts

- **Température ajustable** : le thermostat réglable de **0 à 100°C** permet d'adapter la chauffe

au type de compresse utilisé et au déroulement des soins.

- **Capacité professionnelle** : avec **27 litres**, cette cuve répond aux besoins d'un usage soutenu dans les structures recevant plusieurs patients.
- **Chauffe homogène** : le principe du bain-marie aide à maintenir une température stable pour préparer les compresses dans des conditions constantes.
- **Cuve émaillée** : ce matériau est pensé pour un emploi fréquent en environnement professionnel.
- **Grille incluse** : l'accessoire fourni simplifie la mise en place des compresses et leur manipulation au quotidien.
- **Fonctionnement continu** : la chauffe continue associée au réglage thermique favorise une utilisation maîtrisée pendant les séances.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Cuve bain-marie pour compresses

Capacité : 27 litres

Température : 0 à 100°C

Puissance : 1800 W

Alimentation : 220 V

Dimensions : L 46 x H 49 cm

Poids Net : 5,5 kg

Matériau : Cuve émaillée

Couleur : Blanc ou vert selon arrivage

Conditionnement/emballage : Livrée avec une grille

Fonctionnement : Thermostat réglable avec chauffe continue

Garantie : 1 an

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

La cuve Hydrotherm est fournie avec une grille intérieure. Le couvercle est inclus dans l'ensemble selon les informations fabricant disponibles.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les compresses pour cuve sont adaptées à l'utilisation avec ce bain-marie. Les compresses thermiques et la gamme de cryothérapie / thermothérapie permettent d'élargir les solutions disponibles selon les protocoles mis en place.