

Ergomètre ergos V EMS CARE

Référence 09814



Prix du produit :

790,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Optimisez vos séances de **rééducation** avec cet **ergomètre** performant et silencieux !

Description du produit :

Ergomètre ergos v EMS CARE : Entraînement silencieux et précis pour rééducation optimale

L'**ERGOMÈTRE ERGOS V EMS CARE** est spécialement conçu pour les professionnels médicaux souhaitant allier performance et confort lors des exercices de rééducation. Sa roue d'inertie de 9 kg couplée à un système de freinage électromagnétique assure un entraînement fluide et totalement silencieux, parfaitement adapté aux environnements cliniques. Avec sa selle et son guidon réglables, il offre un confort sur mesure pour chaque patient, tandis que ses 32 niveaux de résistance et 9 programmes intégrés permettent un suivi personnalisé et précis. Les fonctions avancées comme la mesure du pouls via palpeurs tactiles (système EKG) et la mémorisation de profils utilisateurs rendent cet **ergomètre** idéal pour un usage professionnel.

Les atouts majeurs :

- **Système de freinage électromagnétique** : entraînement silencieux et fluide.
- **Réglages complets** : selle (hauteur, profondeur, inclinaison) et guidon ajustables.

- **32 niveaux de résistance** : réglage électronique de 20 à 350 Watts.
- **Écran LCD rétro-éclairé** : affichage clair et précis des données.
- **9 programmes intégrés** : dont contrôle du rythme cardiaque (HRC) et personnalisation.
- **Mesure du pouls EKG** : palpeurs tactiles intégrés au guidon.
- **Roulettes intégrées** : déplacement facile.

L'Ergomètre ergos v EMS CARE

est construit avec des matériaux robustes garantissant stabilité et durabilité, tout en offrant un confort optimal grâce à ses multiples réglages ergonomiques adaptés à chaque utilisateur.

Commandez dès maintenant votre **ERGOMÈTRE ERGOS V EMS CARE** et offrez à vos patients une rééducation efficace et confortable !

Garantie 5 ans sur le châssis, 2 ans sur les pièces d'usure. CE.