

VÉLO D'APPARTEMENT MED 518 RÉÉDUCATION CARDIAQUE CARE - vélo droit

Référence 09815



Prix du produit :

395,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **vélo d'appartement MED 518 CARE** est conçu pour le reconditionnement à l'effort et la rééducation des membres inférieurs, avec un cadre ouvert, une masse d'inertie de **9 kg** et **8 niveaux** de résistance pour ajuster la séance avec précision.

5 Ans sur châssis • CE, EN957 • 8 Niveaux de résistance • Masse d'inertie 9 kg

Description du produit :

Vélo d'appartement MED 518, accès facilité pour la rééducation

Ce vélo d'appartement a été pensé pour accompagner le travail progressif des membres inférieurs ainsi que la reprise d'activité physique. Le **VÉLO D'APPARTEMENT MED 518 CARE** combine un cadre ouvert, un pédalage régulier et une résistance ajustable sur **8 niveaux**.

Sa masse d'inertie de **9 kg** favorise une rotation stable au fil de l'exercice. Le seuil d'enjambement bas rend l'installation plus simple en cabinet, en collectivité ou dans un espace de soins accueillant des patients aux capacités variables.

La console LCD permet de visualiser pendant l'entraînement le temps, la distance, la vitesse, les calories, le pouls et le RPM. Idéal pour kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets médicaux, EHPAD et services de réadaptation cardiaque.

Points forts

- **Cadre ouvert** : l'enjambement est facilité, ce qui aide à installer plus aisément les utilisateurs en reprise d'effort ou avec mobilité réduite.
- **8 niveaux de résistance** : l'intensité se module simplement pour suivre l'évolution du travail de rééducation ou d'endurance non intensive.
- **Masse d'inertie de 9 kg** : elle contribue à un pédalage homogène et confortable, adapté aux séances progressives.
- **Console LCD multi-affichage** : les données essentielles restent visibles pendant l'exercice avec le temps, la distance, la vitesse, les calories, la fréquence cardiaque et le RPM.
- **Réglages de position** : la selle se règle verticalement et horizontalement, tandis que le guidon ajustable aide à affiner la posture.
- **Équipements pratiques** : pédales lestées, sangles ajustables, porte-tablette, roulettes de déplacement et stabilisateur de niveau complètent l'utilisation au quotidien.

Caractéristiques techniques

Marque : CARE

Type de produit : Vélo d'appartement droit

Utilisation : Rééducation des membres inférieurs, réadaptation cardiaque, entraînement régulier non intensif

Dimensions : 95 x 55 x 137 cm

Poids Net : 30,5 kg

Masse d'inertie : 9 kg

Résistance : 8 niveaux

Réglage de la résistance : Manuel par molette

Système de freinage : Magnétique / aéromagnétique

Transmission : Courroie

Écran : 1 LCD multi-affichage

Fonctions affichées : Temps, distance, vitesse, calories, fréquence cardiaque, RPM

Capteurs : Capteurs tactiles de pulsations

Réglages : Selle verticale et horizontale, guidon réglable

Équipements : Pédales lestées, sangles ajustables, porte-tablette, roulettes de déplacement, stabilisateur de niveau

Couleur : Gris

Poids utilisateur max. : 130 kg

Garantie : 5 ans sur châssis et 2 ans sur les pièces d'usure

Normes & sécurité

Norme : EN957

Marquage : CE

Fabricant : CARE

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter les séances, les cardiofréquencemètres facilitent le suivi de l'intensité. Les bandes exercices permettent de poursuivre le travail musculaire, tandis que les plateaux d'équilibre s'intègrent à la rééducation fonctionnelle après le pédalage.