

TAPIS DE COURSE MED 740 AVEC BARRE ET INCLINAISON CARE - avec barre

Référence 09816



Prix du produit :

1 911,47 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le tapis de course **MED 740 CARE** avec barre propose une progression précise de **0,2 à 14 km/h**, une inclinaison électrique sur **20 niveaux** et une zone de marche de **145 x 50 cm** pour les exercices de rééducation, de marche et de jogging.

5 ans • EN957 • 20 Niveaux d'inclinaison • 24 Programmes

Description du produit :

Tapis de course MED 740, accompagnement sécurisé en rééducation

Ce tapis de course est conçu pour accompagner les exercices de marche, de reprise d'effort et de réadaptation progressive. Le **tapis de course MED 740 CARE** réunit une **barre de maintien réglable**, une plage de vitesse de **0,2 à 14 km/h** et une inclinaison électrique sur **20 niveaux**.

Sa surface de course de **145 x 50 cm** offre un espace confortable pour les séances répétées. Le système d'amorti SIS, Soft Impact System, élastomère, participe à un usage plus confortable lors du travail de marche ou de jogging léger.

Les capteurs tactiles de pulsation cardiaque et les programmes intégrés facilitent l'organisation des séances. Idéal pour les cabinets de kinésithérapie, centres de rééducation, établissements de soins de suite et structures de médecine du sport.

Points forts

- **Réglage fin de la vitesse** : de **0,2 à 14 km/h** avec des pas de 0,1 km/h pour moduler précisément l'intensité selon l'utilisateur.
- **Maintien ajustable** : les barres se règlent en hauteur sur 7 niveaux afin d'améliorer la prise en main pendant les exercices assistés.
- **Inclinaison électrique** : **20 niveaux** disponibles pour faire évoluer le travail sans interrompre la séance.
- **Confort de course** : surface de **145 x 50 cm** associée au système SIS pour un appui plus agréable lors des entraînements répétés.
- **Programmes intégrés** : **24 programmes préenregistrés**, dont 1 manuel et 3 personnels HRC, pour structurer différents types de séances.
- **Contrôle de l'effort** : les capteurs tactiles permettent de suivre la pulsation cardiaque pendant l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Garantie : 5 ans sur châssis et 2 ans sur les pièces d'usures

Marque : CARE

Type de produit : Tapis de course avec barre

Motorisation : Moteur AC 2.5 CV / 4.0 CVP

Vitesse : 0,2 à 14 km/h

Réglage de vitesse : Par pas de 0,1 km/h

Inclinaison : Électrique, 20 niveaux

Programmes : 24 programmes préenregistrés dont 1 manuel et 3 personnels HRC

Surface de course : 145 x 50 cm

Système d'amorti : SIS, Soft Impact System, élastomère

Écran : LED avec éclairage blanc

Mesure : Capteurs tactiles de pulsation cardiaque

Barres de maintien : Réglables en hauteur sur 7 niveaux

Poids utilisateur max : 150 kg

Dimensions : L 185 x l 78 x H 150 cm

Fonctionnement : Électrique, non pliant

Déplacement : Roulettes intégrées

Type d'utilisation : Rééducation, marche, jogging

Normes & sécurité

Norme : EN957

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer ou prolonger le travail locomoteur, les barres parallèles de marche sont utiles lors des exercices guidés. Les goniomètres médicaux permettent de suivre les amplitudes, tandis que les cardiofréquencemètres aident à observer l'intensité pendant la séance.