

ONDE DE CHOC MOBILE 2 RPW PORTABLE CHATTANOOGA

Référence 09813



Prix du produit :

12 107,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'onde de choc **Mobile 2 RPW CHATTANOOGA** réunit mobilité, compresseur intégré et réglages précis pour les séances en cabinet, à domicile ou sur le terrain. Cet appareil à ondes de pression radiale offre une pression de **1 à 5 bar**, une fréquence jusqu'à **21 Hz** et un poids d'environ **9 kg**.

3 ans • CE • Classe IIa • 1 à 5 bar

Description du produit :

[Mobile 2 RPW, la mobilité en onde de choc radiale](#)

Ce appareil à ondes de choc portable a été pensé pour les praticiens recherchant un équipement simple à déplacer sans renoncer à la précision des réglages. La **Mobile 2 RPW Chattanooga** fonctionne avec un compresseur intégré et délivre une onde de pression radiale de **1 à 5 bar**, avec une fréquence pouvant atteindre **21 Hz**.

Son écran LED illuminé et ses commandes ergonomiques permettent de modifier rapidement la pression, la fréquence et le nombre d'impulsions au fil de la séance. Le déclenchement sur la pièce à main facilite la prise en main, en cabinet comme lors d'interventions à domicile ou sur terrain de sport.

Idéal pour les kinésithérapeutes, médecins du sport, rhumatologues, orthopédistes, centres de rééducation et praticiens intervenant à domicile.

Points forts

- **Conception portable** : format compact de 32 x 32 x 21 cm et poids net d'environ 9 kg pour un transport plus simple entre plusieurs lieux d'exercice.
- **Compresseur intégré** : l'appareil fonctionne sans unité externe supplémentaire, ce qui limite l'encombrement et simplifie l'installation.
- **Réglage fin de la pression** : plage de 1 à 5 bar avec incréments de 0,1 bar pour ajuster précisément les paramètres selon le protocole retenu.
- **Fréquence jusqu'à 21 Hz** : la pièce à main D-Actor permet une utilisation de 1 à 21 Hz avec des paramètres clairement visibles pendant la séance.
- **Utilisation ergonomique** : commandes accessibles, écran LED illuminé et déclenchement sur la pièce à main pour un usage fluide au quotidien.
- **Emploi polyvalent** : convient pour le cabinet, le domicile et le terrain de sport lorsque la mobilité du dispositif est un critère essentiel.

Caractéristiques techniques

Garantie : 3 ans et 1 an pour la pièce à main D-Actor®

Marque : CHATTANOOGA

Fabricant : Storz Medical

Type de produit : Appareil à ondes de pression radiale portable

Dimensions : 32 x 32 x 21 cm

Poids Net : env. 9 kg

Pression : 1 à 5 bar

Réglage de pression : incréments de 0,1 bar

Fréquence : D-Actor 1 à 21 Hz

Écran : écran LED illuminé

Fonctionnement : compresseur intégré, commandes ergonomiques, déclenchement sur la pièce à main

Utilisation : cabinet, domicile, terrain de sport

Normes & sécurité

Classe : IIa selon la directive MDD 93/42/CEE

Norme : CEI/EN 60601-1

Marquage : CE

Organisme notifié : TUV

Fabricant : Storz Medical

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour optimiser l'installation du patient, les tables de massage offrent un support adapté à la séance. Les gels de massage accompagnent le travail manuel, tandis que les taping peuvent compléter la prise en charge fonctionnelle après l'intervention.