

Ultrason Intelect Transport 2 mobile et performant - Chattanooga

Référence 09820



Prix du produit :

1 187,01 € taxe inclu

Description brève du produit :

Un appareil ergonomique et performant pour soulager efficacement entorses et déchirures musculaires !

Expédié sous : 8 jours

Description du produit :

Le **ULTRASON INTELECT TRANSPORT 2 CHATTANOOGA** est conçu pour offrir un traitement ultrasonique précis et adaptable aux besoins des thérapeutes en électrothérapie. Sa conception ergonomique assure une prise en main confortable et facilite les déplacements. Avec son écran couleur haute résolution et ses menus intuitifs, il propose une expérience utilisateur optimale tout en permettant un suivi précis du traitement.

Cet appareil polyvalent combine ultrasons à double fréquence avec détection du couplage ultrasonique pour garantir la sécurité et l'efficacité des séances. Il détecte automatiquement la présence du patient et interrompt le traitement en cas de mauvaise application, garantissant ainsi un soin sécurisé.

Les atouts majeurs :

- **Ultrasons double fréquence** : 1 MHz et 3,3 MHz pour traiter différentes profondeurs.
- **Détection du couplage ultrasonique** : arrêt automatique et signal sonore en cas de mauvaise application.

- **Applicateurs interchangeables** : standard 5 cm², options 2 cm² et 10 cm².
- **Mémoire intégrée** : sauvegarde jusqu'à 15 protocoles personnalisés.
- **Écran couleur haute résolution** : interface claire et menus intuitifs.
- **Cycles d'utilisation variés** : 10%, 20%, 50% ou continu pour un traitement sur mesure.
- **Léger et compact** : poids de 1,9 kg, dimensions 34,6 x 25 x 12 cm, facile à transporter.

Conforts & matériaux

Robuste et léger, cet ultrason assure une excellente maniabilité et une durabilité accrue, pour un usage professionnel quotidien sans contraintes.

Garantie 2 ans. CE.

Références accessoires

- Tête ultrason 2 cm² (réf. optionnelle) : pour zones ciblées.
- Tête ultrason 10 cm² (réf. optionnelle) : pour traitement étendu.

Commandez dès maintenant votre **ULTRASON INTELECT TRANSPORT 2 CHATTANOOGA** et bénéficiez d'une thérapie ultrasonique mobile et performante !