

ULTRASON INTELECT TRANSPORT 2 ÉCRAN COULEUR CHATTANOOGA - appareil seul

Référence 09820



Prix du produit :

1 099,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ultrasound Intelect Transport 2 CHATTANOOGA : un équipement d'ultrason thérapeutique compact doté d'un écran couleur haute résolution, avec double fréquence **1 MHz** et **3,3 MHz** pour un réglage précis des séances au cabinet ou en déplacement.

2 Fréquences 1 MHz et 3,3 MHz • Tête 5 cm² incluse • 15 Protocoles personnalisables • Écran couleur haute résolution

Description du produit :

Ultrasound Intelect Transport 2, compact et précis au quotidien

Cet appareil à ultrason et laser réunit une interface lisible et des réglages rapides pour simplifier les séances. L'**Ultrasound Intelect Transport 2 CHATTANOOGA** fonctionne avec deux fréquences, **1 MHz** et **3,3 MHz**, afin d'adapter l'utilisation selon les besoins.

Les cycles de travail disponibles en **10 %**, **20 %**, **50 %** ou en continu permettent d'ajuster facilement le protocole. La détection du couplage ultrasonique avertit immédiatement en cas de perte de contact grâce à un signal sonore ou visuel.

Avec ses dimensions réduites, son poids de **1,9 kg** et sa capacité de mémorisation de **15 protocoles**, il s'intègre aisément dans l'activité quotidienne. Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de médecine du sport et structures de soins fonctionnels.

Points forts

- **Deux fréquences de travail** : utilisation en **1 MHz** et **3,3 MHz** pour moduler l'application selon la zone concernée et la profondeur visée.
- **Contrôle du couplage** : le système vérifie le contact de la tête ultrason avec la peau et déclenche une alerte sonore ou visuelle si celui-ci est interrompu.
- **Réglages rapides** : l'écran couleur haute résolution et l'ergonomie des menus rendent la navigation plus fluide pendant la séance.
- **Mémorisation intégrée** : jusqu'à **15 protocoles personnalisés** peuvent être enregistrés pour retrouver facilement ses paramètres habituels.
- **Format facile à déplacer** : avec un poids net de **1,9 kg** et un encombrement limité, l'appareil se transporte simplement d'une salle à l'autre.
- **Prêt à l'emploi** : une tête ultrason de **5 cm²** est fournie pour couvrir de nombreux usages courants dès la mise en service.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Appareil de thérapie par ultrasons

Marque : CHATTANOOGA

Modèle : Intellect Transport 2

Fréquence : 1 MHz et 3,3 MHz

Taux de répétition des impulsions : 100 Hz

Cycles d'utilisation : 10 %, 20 %, 50 % ou continu

Mémoire : Jusqu'à 15 protocoles personnalisés

Écran : Écran couleur haute résolution

Fonctionnement : Détection du couplage ultrasonique avec alerte sonore ou visuelle

Alimentation : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A

Dimensions : 34,6 x 25 x 12 cm

Poids Net : 1,9 kg

Conditionnement : Livré avec une tête ultrason 5 cm² et un cordon d'alimentation

Pièces de rechange : Tête ultrason 2 cm² et tête ultrason 10 cm² en option

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Classe de sécurité électrique Classe 1, ultrasons type B

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement comprend l'appareil, une tête ultrason Transport 2 de 5 cm² ainsi qu'un cordon d'alimentation.

Des produits complémentaires à découvrir

Un gel échographique aide à maintenir un contact adapté lors de l'utilisation de la tête de soin. Les tables de massage participent à une installation stable du patient. Les produits de rééducation s'intègrent facilement dans la continuité de la prise en charge fonctionnelle.