

# COMBO INTELECT TRANSPORT 2 ÉLECTROTHÉRAPIE ULTRASONS CHATTANOOGA

Référence 09821



Prix du produit :

**2 624,47 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Combo Intellect Transport 2 Chattanooga** réunit dans un même équipement une électrothérapie **2 canaux** et des ultrasons en **1 MHz ou 3 MHz**. Portable et simple à paramétrer, il propose **14 formes de courant** ainsi qu'une mémoire de **15 protocoles** pour une utilisation régulière en rééducation.

2 ans • 2 Canaux • 14 formes de courant •  
Mémoire 15 protocoles

Description du produit :

[Combo Intellect Transport 2, appareil combiné portable](#)

Ce appareil d'électrothérapie associe stimulation et ultrasons au sein d'un format facile à transporter. Le **Combo Intellect Transport 2 Chattanooga** intègre **2 canaux**, **14 formes de courant** et un fonctionnement en ultrasons **1 MHz ou 3 MHz** selon le protocole retenu.

Son écran couleur haute résolution rend la lecture des paramètres plus immédiate et fluidifie les réglages en pratique quotidienne. La mémoire embarquée conserve jusqu'à **15 protocoles**, utile pour retrouver rapidement des configurations personnalisées.

Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de médecine du sport et structures de soins fonctionnels. Son gabarit portable convient aussi bien à l'usage en cabinet qu'aux déplacements entre plusieurs lieux d'intervention.

## Points forts

- **Appareil 2 en 1** : combine électrothérapie et ultrasons dans un seul équipement, ce qui simplifie l'organisation des séances et limite la multiplication du matériel.
- **Ultrasons 1 MHz ou 3 MHz** : permet d'adapter la fréquence utilisée en fonction de la zone concernée et du protocole appliqué.
- **2 canaux de stimulation** : offre davantage de souplesse dans les réglages pour ajuster les séances selon les besoins de prise en charge.
- **14 formes de courant** : élargit les possibilités de paramétrage pour s'adapter aux habitudes de travail du praticien.
- **Détection du couplage ultrasonique** : contrôle la qualité du contact pendant l'utilisation pour un déroulement de séance plus cohérent.
- **Mémoire de 15 protocoles** : enregistre des réglages personnalisés afin de gagner du temps lors des séances répétées.

## Caractéristiques techniques

**Marque** : Chattanooga

**Type de produit** : Appareil d'électrothérapie et d'ultrasons

**Canaux de stimulation** : 2

**Formes de courant** : 14

**Fréquence ultrasons** : 1 MHz ou 3 MHz

**Applicateur fourni** : Tête ultrason Transport 2, 5 cm<sup>2</sup>

**Applicateurs compatibles** : 2 cm<sup>2</sup>, 5 cm<sup>2</sup> et 10 cm<sup>2</sup>

**Écran** : Écran couleur haute résolution

**Mémoire** : Jusqu'à 15 protocoles personnalisés

**Alimentation** : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A

**Dimensions** : 34.6 x 25 x 12 cm

**Poids Net** : 2.2 kg

**Fonctionnement** : Portable

**Conditionnement** : Appareil livré prêt à l'emploi avec accessoires

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Classe** : Classe de sécurité électrique Classe 1, électrothérapie type BF, ultrasons type B

**Fabricant** : Chattanooga

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Contenu emballage

Le colis contient l'appareil Combo Intellect Transport 2, une tête ultrason Transport 2 de 5 cm<sup>2</sup>, un jeu de 2 câbles de stimulation pour canal 1 et 2, une électrode silicone carbone 6 x 8 cm noire, une pochette éponge 9 x 10,5 cm, des bandes Nylatex 2-1/2 x 24, des électrodes rondes 5 cm Dura-Stick Plus et un cordon d'alimentation.

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour les applications aux ultrasons, le gel échographique aide à obtenir un contact adapté. En complément, les électrode neurostimulation - accessoires thérapeutiques et les câbles pour électrostimulateurs permettent de maintenir un équipement fonctionnel au fil des usages.