

# Combo Intellect Transport 2 électrothérapie & ultrasons - Chattanooga

Référence 09821



**Prix du produit :**

**2 573,01 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Un appareil performant et polyvalent pour soulager et rééduquer efficacement vos patients !

**Expédié en 24/48 h !**

**Description du produit :**

Le **COMBO INTELECT TRANSPORT 2** allie électrothérapie et ultrasons dans un seul appareil compact et facile à utiliser. Conçu pour offrir un traitement complet, il permet de soulager efficacement les douleurs aiguës et chroniques tout en favorisant une récupération rapide grâce à des fonctions avancées. Son écran couleur haute résolution et ses menus intuitifs assurent un suivi précis en temps réel, pour une prise en charge optimale. Cet appareil est un allié incontournable pour les professionnels de santé spécialisés en électrothérapie.

Sa double fréquence d'ultrasons et ses multiples formes de courant électrostimulant garantissent une adaptation parfaite à chaque protocole thérapeutique, offrant ainsi une solution personnalisée et performante.

**Les atouts majeurs :**

- **2 canaux de stimulation** : 14 formes de courant pour des traitements ciblés.
- **Ultrasons à double fréquence (1 MHz / 3 MHz)** : applicateurs de 2, 5 et 10 cm<sup>2</sup> en option.
- **Détection du couplage ultrasonique** : assure la transmission efficace de l'énergie au

patient.

- **Forme d'onde VMS exclusive** : contractions musculaires plus fortes et efficaces.
- **Mémoire intégrée** : sauvegarde jusqu'à 15 protocoles personnalisés.
- **Portable et polyvalent** : idéal pour un usage en cabinet ou en déplacement.
- **Écran couleur haute résolution** : interface claire et intuitive.

## Conforts & matériaux

Léger (2,2 kg) et compact (34.6 x 25 x 12 cm), le **COMBO INTELECT TRANSPORT 2** combine robustesse et ergonomie, assurant une manipulation aisée et confortable au quotidien.

**Garantie 2 ans. CE.**

## Références accessoires

- Tête ultrason 2 cm<sup>2</sup> (option)
- Tête ultrason 10 cm<sup>2</sup> (option)
- Électrodes de stimulation
- Bandes de fixation

Commandez dès maintenant votre **COMBO INTELECT TRANSPORT 2** et offrez à vos patients une thérapie innovante et efficace !