

Tapis de sol pliable antibactérien – Rouge

Référence 09806



Prix du produit :

35,29 € taxe inclu

Description brève du produit :

Tapis pliable antibactérien, léger et résistant, parfait pour une rééducation efficace et hygiénique !

Expédié en 24/48 h !

Description du produit :

Le **Tapis de sol pliable** est spécialement conçu pour les professionnels de la rééducation qui recherchent un équipement à la fois pratique, confortable et hygiénique. Fabriqué en mousse polyéthylène associée à un tissu polyester thermo-compressé, il offre un excellent amorti pour vos patients tout en garantissant une grande durabilité. Son traitement antibactérien protège contre la prolifération microbienne, assurant un environnement sain en cabinet ou en centre de soins. Livré en trois formats, ce tapis se plie facilement en quatre pour un rangement et un transport aisés grâce à ses deux poignées intégrées. Ce produit est également conçu sans phtalates, garantissant une sécurité optimale.

Un allié incontournable pour vos séances de rééducation, alliant performance et confort.

Les points forts du Tapis de sol pliable :

- **Transport facilité** : équipé de deux poignées pour un port et rangement simplifiés.
- **Hygiène renforcée** : traitement antibactérien efficace intégré au tissu polyester.
- **Confort optimal** : mousse polyéthylène assurant un amorti performant.
- **Formats adaptés** : bleu (140 x 60 x 1 cm), rouge (170 x 70 x 1.3 cm), noir (190 x 90 x 1.5 cm).

cm).

- **Sécurité sanitaire** : produit sans phtalates conforme aux exigences.
- **Entretien simplifié** : tapis lavable pour une utilisation durable et hygiénique.
- **Pliable en 4** : facilite le rangement sur rack ou en espace réduit.

Conforts & matériaux

Ce tapis associe mousse polyéthylène dense et tissu polyester thermo-compressé antibactérien, garantissant robustesse, hygiène et confort optimal. Son pliage en quatre parties simplifie grandement le rangement.

Garantie 2 ans. CE.

Références accessoires

- Support mural pour tapis pliables (réf. SUP-TPLIO) : facilite le stockage.
- Housse de protection antibactérienne (réf. HOU-TPLIO) : protège lors du transport.

Commandez dès maintenant votre **Tapis de sol pliable** et offrez à vos patients le meilleur confort lors de leurs exercices de rééducation !