

Lancettes sentry ORANGE 28G BD - BOITE DE 100

Référence 09615



Prix du produit :

14,39 € taxe inclu

Description brève du produit :

Des **lancettes stériles 28G** fiables avec sécurité automatique pour un prélèvement précis et sécurisé !

Description du produit :

Lancettes Sentry Orange 28G BD - Boîte de 100 : sécurité et précision assurées

Les **Lancettes Sentry Orange 28G BD** sont conçues pour la ponction capillaire avec un diamètre d'aiguille fin de 0,36 mm, assurant un prélèvement sanguin précis et minimalement douloureux. L'activation par bouton poussoir garantit une manipulation simple et rapide, tandis que la mise en sécurité automatique et irréversible protège l'utilisateur contre tout risque de piqûre accidentelle après usage. Adaptées aux besoins des professionnels de santé, ces lancettes stériles à usage unique respectent les normes rigoureuses des dispositifs médicaux de classe IIa. Chaque boîte contient 100 lancettes pour un usage fiable et régulier.

La référence la plus sûre pour vos prélèvements capillaires au quotidien !

Atouts majeurs des lancettes Sentry Orange 28G BD :

- **Sécurité maximale** : aiguille mise en sécurité automatique après usage.

- **Précision du prélèvement** : aiguille fine de 28G (0,36 mm) pour réduire la douleur.
- **Activation facile** : bouton poussoir pour un déclenchement simple et rapide.
- **Usage unique et stérile** : limite les risques d'infection et assure hygiène parfaite.
- **Conforme aux normes CE** : dispositif médical de classe IIa.
- **Conditionnement pratique** : boîte de 100 lancettes adaptée aux professionnels.
- **Compatible avec stylo autopiqueur BD** : utilisation optimisée.

Conforts & matériaux

Fabriquées en matériaux stériles de haute qualité, ces lancettes garantissent un toucher doux et une performance optimale pour chaque ponction.

Commandez dès maintenant vos **Lancettes Sentry Orange 28G BD - Boîte de 100** et assurez un prélèvement capillaire sûr et confortable à vos patients !

Garantie conforme CE.