

Lancettes Microtainer contact ROSE 21G BD - BOITE DE 200

Référence 09617



Prix du produit :

31,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Lancettes Microtainer Contact Rose 21G
pour un prélèvement sanguin efficace et sans
effort !

Description du produit :

Lancettes microtainer contact Rose 21G BD : Prélèvement précis et rapide

Les **Lancettes microtainer contact Rose 21G BD** sont conçues pour simplifier le prélèvement sanguin sans nécessiter d'assemblage ni de réglages complexes. Leur activation au contact offre une profondeur de ponction standardisée de 1,8 mm, garantissant un prélèvement précis en quelques secondes tout en réduisant le risque de repiquage. Cette méthode facilite grandement l'expérience du patient en limitant l'inconfort et en assurant une meilleure visibilité du point de ponction grâce à un recouvrement minimal de la surface de contact.

Adaptées aux professionnels cherchant la fiabilité et la simplicité d'utilisation, ces **lancettes stériles**, de calibre 21G avec un débit moyen, sont conditionnées en boîte de 200 unités. Dispositif médical de classe 2A, elles répondent aux exigences réglementaires en vigueur, assurant sécurité et conformité à chaque utilisation.

Une solution performante et sécurisée pour vos prélèvements capillaires les plus exigeants !

Atouts majeurs des Lancettes Microtainer Contact Rose 21G BD :

- **Activation au contact** : prélèvement facilité avec profondeur standardisée.
- **Prélèvement rapide et précis** : 1,8 mm de profondeur pour un débit moyen optimal.
- **Expérience patient améliorée** : surface de contact minimale pour une visibilité parfaite.
- **Sans assemblage ni réglage** : prêt à l'emploi immédiat.
- **Stérile et usage unique** : respect strict des normes d'hygiène.
- **Dispositif médical classe 2A** : conformité CE garantie.
- **Boîte de 200 unités** : adaptée aux besoins professionnels.

Fabriquées dans des matériaux de qualité, ces lancettes assurent une ponction douce et sûre, favorisant un confort optimal pour le patient tout en garantissant une robustesse et une hygiène irréprochables.

Commandez dès maintenant vos **Lancettes Microtainer Contact Rose 21G BD – Boîte de 200** et offrez à vos patients un prélèvement sûr, rapide et efficace !

Garantie conforme CE.