

Lancettes sentry VERT-PALE 23G BD - BOITE DE 100

Référence 09620



Prix du produit :

14,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Lancettes stériles 23G avec tubes Microtainer intégrés pour un prélèvement fiable et sans faille !

Description du produit :

Lancettes BD Sentry 23G avec Tubes Microtainer – Prélèvement précis et sécurisé

Les **Lancettes BD Sentry 23G** sont spécialement conçues pour le prélèvement de sang capillaire au bout du doigt, adaptées aux peaux plus épaisses grâce à un diamètre d'aiguille de 0,63 mm et une profondeur de piqûre de 1,8 mm. Leur activation par bouton poussoir permet une utilisation simple et rapide, tandis que la mise en sécurité automatique et irréversible de l'aiguille après ponction assure une protection maximale contre les risques de piqûres accidentelles.

Livrées avec des tubes Microtainer à usage unique, munis d'un prolongateur intégré et d'un bouchon de sécurité perçable, elles facilitent le recueil et le stockage du sang avec une hygiène et une fiabilité optimales. Ce dispositif médical de classe IIa répond aux exigences strictes des professionnels de santé pour des prélèvements efficaces et sécurisés. Conditionnées en boîte de 100 lancettes, elles constituent un choix incontournable pour vos examens sanguins.

L'assurance d'un prélèvement efficace et sécurisé à chaque usage !

Atouts clés des lancettes BD Sentry 23G avec Tubes Microtainer :

- **Adaptées aux peaux épaisses** : aiguille de 23G (0,63 mm) avec piqûre profonde de 1,8 mm.
- **Sécurité optimale** : aiguille mise en sécurité automatique et irréversible après utilisation.
- **Utilisation simple** : activation par bouton poussoir ergonomique.
- **Tubes Microtainer intégrés** : recueil du sang facilité avec prolongateur et bouchon sécurité.
- **Sériles et usage unique** : respect strict de l'hygiène.
- **Dispositif médical classe IIa** : conforme aux normes européennes CE.
- **Conditionnement professionnel** : boîte de 100 unités pour un usage intensif.

Conforts & matériaux

Fabriquées en matériaux stériles et de haute qualité, ces lancettes garantissent une piqûre précise, confortable et sécurisée, optimisant ainsi l'expérience patient.

Commandez dès maintenant vos **Lancettes BD Sentry 23G avec Tubes Microtainer – Boîte de 100** et améliorez la fiabilité de vos prélèvements sanguins !

Garantie conforme CE.