

Set de pansement Alpha 13 - boite de 5 SETS

Référence 02034



Prix du produit :

6,94 € taxe inclu

Description brève du produit :

Un **set complet et stérile** pour garantir des soins efficaces et sécurisés en toutes circonstances!

Description du produit:

Le **set de pansement alpha 13** est spécialement conçu pour les professionnels de santé qui exigent une haute précision et une hygiène parfaite lors des soins. Ce dispositif médical stérile, à usage unique, offre un assortiment complet de 13 composants soigneusement sélectionnés pour répondre à vos besoins quotidiens. Emballé sous blister rigide, il assure une conservation optimale et une manipulation en toute sécurité, garantissant ainsi des soins de la plus haute qualité.

Ce set reste l'un des plus performants pour une prise en charge rigoureuse.

Les atouts du set de pansement alpha 13

- Stérilité garantie grâce à une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, assurant une sécurité optimale.
- Usage unique pour éviter tout risque de contamination croisée.
- Composition complète comprenant 5 compresses non tissées (7,5 x 7,5 cm), 5 boules de



gaze (Ø 3 cm), 1 champ de soin plastifié bleu (38 x 45 cm), 1 pince anatomique plastique verte, et 1 pince Kocher plastique bleue (14,5 cm).

- Blister rigide stérile pour une protection maximale et un stockage pratique.
- Facile à manipuler tout en étant fragile, il doit être utilisé avec soin pour préserver son intégrité.
- Emballage sécurisé : ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Conditionné en boîte de 5 sets pour un approvisionnement optimal en milieu professionnel.

Conforts & matériaux

Les composants du set sont fabriqués à partir de matériaux doux et résistants, garantissant un contact agréable avec la peau tout en assurant une efficacité maximale. Chaque élément est pensé pour faciliter le geste professionnel et assurer une hygiène rigoureuse.

Garantie 2 ans. CE.

Commandez dès maintenant votre **Set de pansement alpha 13** et profitez d'une qualité professionnelle incomparable !