

SET DE PANSEMENT ALPHA 13 STÉRILE MEDICLINIC - boîte de 5 sets

Référence 02034



Prix du produit :

5,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le set de pansement Alpha 13 MEDICLINIC rassemble **13 composants** dans un blister rigide **stérile** pour préparer et réaliser les soins locaux avec méthode. Conçu pour un **usage unique**, il convient au renouvellement de pansements. Boîte de **5 sets**.

CE • Stérile • Usage unique • Boîte de 5 sets

Description du produit :

Set de pansement Alpha 13, organisation simple du soin stérile

Ce set de pansement réunit en un seul conditionnement stérile les éléments utiles aux soins locaux. Le **set de pansement Alpha 13 MEDICLINIC** comprend **13 composants** présentés sous blister rigide pour préparer, nettoyer et renouveler un pansement.

Sa composition associe compresses non tissées, boules de gaze, champ de soin plastifié et deux pinces plastiques. Cette présentation prête à l'emploi aide à gagner du temps lors de la préparation du matériel, au cabinet comme lors des soins à domicile.

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène et destiné à un usage unique, il s'intègre aux pratiques d'hygiène courantes. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, EHPAD et services hospitaliers.

Points forts

- **Ensemble de 13 éléments** : le nécessaire du soin est regroupé dans un seul set pour limiter la préparation et structurer le geste.
- **Présentation stérile** : le blister rigide et la stérilisation à l'oxyde d'éthylène conviennent aux actes nécessitant un matériel prêt à l'emploi.
- **Usage unique** : ce format simplifie l'organisation après le soin et s'adapte aux protocoles d'hygiène en structure ou en tournée.
- **Composition fonctionnelle** : compresses, boules de gaze, champ plastifié, pince anatomique et pince Kocher facilitent les manipulations pendant le soin.
- **Format pratique** : utile pour enchaîner les soins, préparer un plateau rapidement ou disposer d'un set complet en déplacement.
- **Boîte de 5 sets** : un conditionnement adapté aux besoins récurrents des professionnels de santé.

Caractéristiques techniques

Marque : MEDICLINIC

Type de produit : Set de pansement

Modèle : Alpha 13

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Conditionnement : Boîte de 5 sets

Conditionnement/emballage : Sous blister rigide stérile

Composition : 5 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm, 5 boules de gaze Ø 3 cm, 1 champ de soin plastifié bleu 38 x 45 cm, 1 pince anatomique plastique verte, 1 pince Kocher plastique bleue 14,5 cm

Dimensions : Compresses 7,5 x 7,5 cm ; champ 38 x 45 cm ; pince Kocher 14,5 cm ; boules de gaze Ø 3 cm

Couleur : Bleu et vert selon composants

EAN : 3760097205166

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Chaque set contient 5 compresses non tissées de 7,5 x 7,5 cm, 5 boules de gaze de diamètre 3 cm, 1 champ de soin plastifié bleu de 38 x 45 cm, 1 pince anatomique plastique verte et 1 pince

Kocher plastique bleue de 14,5 cm. Une boîte correspond à 5 sets stériles.

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter la prise en charge, les compresses stériles apportent un relais utile pendant le soin. Les sparadraps médicaux participent à la fixation du pansement, tandis qu'un alcool médical peut être utilisé dans la préparation du matériel selon le protocole en place.