

# ÉLECTRODES RONDES PERFORMANCE PLUS AUTOCOLLANTES ELECTRODES PERFORMANCE+ - sachet de 4

Référence 09385

Prix du produit :

**2,89 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Les **électrodes rondes Performance Plus ELECTRODES PERFORMANCE+** réunissent un **gel hypoallergénique** et un film carbone pour les actes d'électrothérapie. Proposées en **32 mm** ou **50 mm**, elles sont conditionnées en sachet hermétique de **4 électrodes** à fil. Existe en plusieurs tailles.

CE • DM Classe I • Gel hypoallergénique • Sachet de 4

Description du produit :

Électrodes rondes Performance Plus, conçues pour une pose simple

Ces électrodes rondes sont destinées aux séances d'électrothérapie et de neurostimulation. Les **électrodes rondes Performance Plus ELECTRODES PERFORMANCE+** combinent un **gel hypoallergénique**, un film carbone et un support textile pour maintenir un contact régulier avec la peau.

Leur conception auto-adhésive permet une mise en place rapide et un repositionnement pratique entre deux utilisations grâce au support intégré. Ce format s'intègre facilement aux protocoles répétés en cabinet.

Disponibles en **32 mm** et **50 mm**, elles conviennent à des surfaces de traitement différentes selon la zone ciblée. Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de physiothérapie et professionnels de l'électrothérapie.

## Points forts

- **Format auto-adhésif** : l'application est rapide et la tenue reste pratique pendant la séance, pour une manipulation facilitée au quotidien.
- **Gel hypoallergénique** : il participe au confort d'utilisation lors des séances répétées et favorise un contact cutané adapté.
- **Film carbone** : il contribue à une diffusion homogène du courant en neurostimulation et en stimulation musculaire.
- **Support intégré** : il simplifie le repositionnement des électrodes après usage et aide à organiser le matériel entre deux séances.
- **Sachet hermétique** : il protège les électrodes pendant le stockage et facilite leur conservation au cabinet.
- **Deux dimensions au choix** : le diamètre **32 mm** s'utilise sur des zones plus ciblées, tandis que le **50 mm** couvre une surface plus étendue.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Électrodes rondes d'électrothérapie

**Marque** : ELECTRODES PERFORMANCE+

**Forme** : Ronde

**Dimensions** : 32 mm ou 50 mm

**Connexion** : À fil

**Matériau** : Film textile non lavable et film carbone

**Composition** : Gel hypoallergénique

**Utilisation** : Réutilisable

**Conditionnement** : Sachet hermétique de 4 électrodes

**Formats disponibles** : 32 mm, 50 mm

**Garantie** : 2 ans

**Dimensions** : 32 mm ; 50 mm

## Normes & sécurité

**Classe** : DM Classe I

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

---

Pour compléter vos séances, les câbles pour électrostimulateurs permettent de relier efficacement l'appareil aux électrodes. Les gels de massage peuvent s'utiliser après la stimulation, tandis que les tables de massage contribuent à une installation confortable du patient.