

Électrodes rondes Filaires Performance Plus 32MM - sachet de 4

Référence 09385

Prix du produit :

2,89 € taxe inclu



Description brève du produit :

Des **électrodes ECG** compactes et performantes pour des traitements ciblés et précis !

Description du produit :

Électrodes rondes Performance Plus 32MM Précision et confort optimal en électrothérapie

Les **électrodes rondes Performance Plus 32MM** sont conçues pour les traitements d'électrothérapie nécessitant une surface plus réduite, permettant une application précise sur des zones ciblées. Leur diamètre de 32 mm assure un excellent contact cutané tout en offrant un confort maximal au patient. Adaptées à tout type de thérapie par électrothérapie, elles allient fiabilité et adaptabilité pour un usage professionnel optimisé.

Ce modèle est un choix incontournable pour les traitements les plus exigeants.

Les atouts des électrodes rondes Performance Plus 32MM

- **Surface réduite pour précision accrue** : diamètre de 32 mm, idéal pour les petites zones à traiter.
- **Adaptabilité universelle** : compatible avec tout type de traitement électrothérapeutique.

- **Film textile non lavable** : protège la structure et assure une excellente durabilité.
- **Gel hypoallergénique en film carbone** : garantit un confort optimal et limite les réactions cutanées.
- **Sachet hermétique de 4 électrodes** : conservation optimale et hygiène garantie.
- **Support repositionnable** : facilite le repositionnement pour une utilisation répétée sans perte d'efficacité.
- **Personnalisable** : sachet marqué au nom du patient pour une gestion rigoureuse et sécurisée.

Conforts & matériaux

Ces électrodes allient matériaux de qualité supérieure et design fonctionnel. Leur film textile associé au gel carbone assure un contact cutané fiable, sans compromis sur le confort ni sur la sécurité.

Garantie 2 ans. CE.

Commandez dès maintenant vos **Électrodes rondes Performance Plus 32MM** et bénéficiez d'une précision thérapeutique remarquable !