

OXYMÈTRE DE POULS PÉDIATRIQUE LED ROSE MEDICLINIC - rose

Référence 09840



Prix du produit :

35,69 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**oxymètre de pouls pédiatrique rose MEDICLINIC** permet de visualiser rapidement la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque chez l'enfant de **2 à 14 ans**. Son écran LED **2 couleurs** affiche une SpO2 de **35 % à 100 %** et un pouls de **25 à 250 bpm** dans un format compact facile à utiliser.

CE • Enfant de 2 à 14 ans • Affichage LED 2 couleurs • Bandoulière incluse

Description du produit :

Oxymètre de pouls pédiatrique, adapté au suivi de l'enfant

Ce oxymètre de pouls pédiatrique est pensé pour mesurer la saturation en oxygène et le rythme cardiaque chez l'enfant. L'**oxymètre de pouls pédiatrique rose MEDICLINIC** convient aux doigts des enfants de **2 à 14 ans** pour une prise de mesure simple en environnement de soins.

Son affichage digital LED en **2 couleurs** indique la SpO2 sur une plage de **35 % à 100 %** ainsi que le pouls de **25 à 250 bpm**. Son encombrement réduit le rend pratique en consultation, en service ou lors des déplacements.

Grâce à sa faible consommation, à son témoin de batterie faible et à l'arrêt automatique après **8 minutes** d'inactivité, il s'intègre facilement dans un usage quotidien. Idéal pour cabinets médicaux, pédiatres, infirmiers libéraux, services de soins et structures de suivi pédiatrique.

Points forts

- **Conception pédiatrique** : adapté aux enfants de 2 à 14 ans, il offre une utilisation plus appropriée qu'un oxymètre destiné à l'adulte.
- **Lecture de deux paramètres** : la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque sont visibles simultanément, pour un contrôle rapide en cabinet ou à domicile.
- **Écran LED bicolore** : l'affichage digital 2 couleurs favorise une lecture directe des valeurs pendant l'examen.
- **Consommation limitée** : le fonctionnement peu énergivore aide à préserver l'autonomie des piles lors d'un usage répété.
- **Extinction automatique** : l'arrêt après 8 minutes d'inactivité évite une décharge inutile lorsque l'appareil n'est plus utilisé.
- **Transport facilité** : la bandoulière de maintien accompagne les déplacements entre salle de consultation, service de soins ou visite extérieure.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Oxymètre de pouls pédiatrique

Marque : MEDICLINIC

Utilisation : Mesure de la saturation en oxygène et du pouls chez l'enfant

Public : Enfants de 2 à 14 ans

Plage de mesure SpO2 : 35 % à 100 %

Plage de mesure du pouls : 25 à 250 bpm

Écran : Affichage digital LED 2 couleurs

Alimentation : 3,6 V à 4,2 V

Piles : 2 piles LR03 1,5 V

Fonctionnement : Arrêt automatique après 8 minutes d'inactivité

Indicateur : Batterie faible

Couleur : Rose

Accessoire inclus : Bandoulière de maintien

EAN : 3760097202073

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient l'oxymètre de pouls pédiatrique rose, une bandoulière de maintien, un mode d'emploi, un mode de chargement et 2 piles LR03 de 1,5 V.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les accessoires pour oxymètre de pouls contribuent au rangement et à l'utilisation quotidienne. Un thermomètre médical permet d'ajouter un autre contrôle rapide des constantes. Les solutions de visite à domicile facilitent l'organisation du matériel lors des

déplacements.

F.A./26