

Divan d'examen électrique Emotio

Référence 09841-GRIS



Prix du produit :

5 681,40 € taxe inclu

Description brève du produit :

Avec ce divan d'examen électrique haut de gamme fabriqué par Promotal et pouvant être transformé en divan gynécologique avec étaux et étrières en option, paramétrez vos positions de prédilection et assurez le confort de vos patients !

Description du produit :

Divan d'examen électrique EMOTIO pour les médecins généralistes ou spécialistes

Il s'adapte à toutes les situations afin de favoriser un examen optimum pour le médecin et son patient.

Ergonomie au service du médecin et du patient.

- 2 positions Quick Exam entièrement paramétrables permettant d'atteindre les positions favorites en un clic.
- Commandes ergonomiques : contrôle de l'élévation et de la déclive (en option) par pédale et panneau de contrôle rotatif.
- Position basse jusqu'à 45 cm, position haute jusqu'à 96 cm
- Roulettes activables électriquement par contact maintenu
- Positions d'examen pédiatrique et gynéco
- Mouvements électriques doux et sécurisés
- Relationnel plus équilibré entre le médecin et son patient
- Poignées d'assistance (en option)
- Sellerie anatomique grand confort
- Grands choix de couleurs de sellerie (cf nuancier)

- Charge maximale 205 kg
- Garantie 2 ans (hors sellerie). Livré monté. CE.

*** Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.**