

Otoscope HEINE BETA X

Référence 09843



Prix du produit :

935,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'otoscope **HEINE Beta X**, proposé avec un module optique 3x ou 4,2x, est le premier au monde à intégrer une lumière d'examen, garantissant une précision diagnostique remarquable et une polyvalence inégalée pour les professionnels de santé.

Description du produit :

Le **HEINE Beta X** est un otoscope de **nouvelle génération**, pensé pour répondre aux besoins des praticiens les plus exigeants. Son innovation majeure réside dans l'intégration de la lumière d'examen **HEINE inSPECT**, permettant de passer instantanément de l'examen auriculaire à l'examen des yeux, du nez ou de la gorge, sans changer d'instrument.

Grâce au système modulaire **HEINE X-CHANGE**, les modules optiques sont interchangeables (grossissement **3x** ou **4,2x**) afin d'adapter l'appareil à chaque situation clinique. Alliant **performance, confort et précision**, le Beta X s'impose comme un outil incontournable pour un diagnostic fiable au quotidien.

Caractéristiques principales

- Système modulaire : modules optiques interchangeables 3x ou 4,2x.
- Large fenêtre de visualisation : champ de vue élargi.
- **Éclairage LEDHQ + fibre optique** : homogène, puissant et fidèle aux couleurs naturelles.
- Double intensité lumineuse réglable.
- Prise en main ergonomique avec boîtier en aluminium et plastique haute résistance.
- Port d'insufflation intégré pour test de mobilité tympanique.
- Autonomie jusqu'à 220 min (intensité maximale), recharge par USB-C ou station de

charge.

- Arrêt automatique pour préserver la batterie.
- Embouts jetables AllSpec 4 mm en plastique recyclé.

Contenu du coffret

- 1 otoscope HEINE Beta X
- 1 module optique (3x ou 4,2x selon version)
- 10 spéculums AllSpec 4 mm
- 1 étui rigide
- 1 câble USB-C avec adaptateur secteur

Informations complémentaires

- **Article** : Oscope HEINE Beta X Fibre optique à LED HQ
- **Fabricant** : HEINE
- **Dispositif médical** : Oui
- **Fonction** : Inspection du conduit auditif et du tympan, avec possibilité de test pneumatique
- **Réglementation** : Dispositif médical marqué CE – Conforme à la réglementation en vigueur
- **Garantie** : 5 ans