

# Protections sondes sans latex non lubrifiée - Boite de 72

Référence 09845



Prix du produit :

**120,26 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Protèges sondes échographiques SOFT –  
Conçus en polyisoprène sans latex, non stériles  
et non lubrifiés. À usage unique, ils allient  
souplesse et résistance pour une protection  
optimale des sondes endocavitaires.

Conditionnement : boîte de 72 sachets  
individuels.

Description du produit :

Les **protèges sondes SOFT** assurent une protection optimale des sondes échographiques endocavitaires.

Fabriqués en polyisoprène sans latex (adaptés aux personnes allergiques), ils offrent souplesse, fiabilité et confort tout en garantissant un usage unique sécurisé.

Non stériles, non lubrifiés et sans réservoir, ils se distinguent par leur grande flexibilité et leur résistance, répondant aux exigences des examens échographiques intra-utérins.

Chaque protège-sonde est emballé individuellement en sachet foil, assurant une hygiène irréprochable.

- Surface : lisse
- **Matière** : polyisoprène (sans latex)
- **Stérilité** : non stérile
- **Lubrification** : non lubrifiée
- **Forme** : sans réservoir, sans raccord, ergonomique

- **Dimensions** : longueur ~230 mm, largeur ~33 mm, épaisseur ~0,09 mm
- **Tests** : résistance aux fuites vérifiée
- **Usage** : à usage unique, à jeter après utilisation
- **Confort** : souplesse et confort garantis pour le praticien et le patient
- **Conditionnement** : boîte de 72 sachets individuels