

# Protections sondes Endocavitaires non stériles sans latex

Référence 08193



**Prix du produit :**

**149,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Assurez l'hygiène de vos examens grâce à cette protection pour sonde endocavitaire sans latex. Confortable pour le patient, elle limite efficacement les risques de contamination croisée. À usage unique, non stérile.

**Description du produit :**

## **Protections sondes endocavitaires non stériles sans latex – Polyisoprène**

Les protections sondes endocavitaires non stériles sans latex ECHO COVER sont spécialement conçues pour les examens gynécologiques, urologiques ou radiologiques.

Fabriquées en polyisoprène, elles constituent une alternative idéale pour les praticiens et patients allergiques au latex, offrant une solidité et une élasticité comparables aux protections standards.

À usage unique, elles garantissent une solution hygiénique, économique et sécurisée pour la protection des sondes endovaginales et endorectales.

**Caractéristiques techniques :**

- Matière : polyisoprène (sans latex)
- Stérilité : non stérile
- Lubrification : non lubrifiées
- Dimensions : Ø 30 mm x L 30 cm
- Conditionnement : boîte de 100 protections en sachets individuels avec ouverture facile (sachet aluminium)

- Conformité : CE