

MODÈLE DE PALPATION MAMMAIRE BUSTE RÉALISTE 3B SCIENTIFIC - modèle standard

Référence 09852



Prix du produit :

1 569,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **modèle de palpation mammaire 3B Scientific** reproduit un buste féminin grandeur nature pour entraîner au dépistage manuel avec un ressenti fidèle. Conçu en silicone 3B SKINlike™, il intègre des anomalies palpables sur un format **56 x 44 x 24 cm** pour un travail à plat ou en position portée.

CE • Silicone 3B SKINlike™ • Toucher réaliste • Fourni avec talc, sangles Velcro® et support

Description du produit :

Modèle de palpation mammaire, buste pédagogique réaliste

Ce modèle de palpation mammaire a été conçu pour l'entraînement au dépistage manuel sur un buste féminin grandeur nature. Le **modèle de palpation mammaire 3B Scientific** permet d'exercer le geste avec une perception tactile détaillée, à plat ou en position **portée**.

Sa conception en silicone **3B SKINlike™** restitue finement les reliefs de surface et les différentes zones à identifier par palpation. L'utilisateur s'entraîne à reconnaître tumeurs bénignes mobiles, tumeurs malignes supposées, mamelon rétracté, peau d'orange et autres tumeurs palpables sur un ensemble de **56 x 44 x 24 cm**.

Ce support convient aussi bien aux démonstrations collectives qu'aux ateliers pratiques encadrés. Idéal pour les écoles d'infirmiers, sages-femmes, cabinets de gynécologie, centres de dépistage et services hospitaliers.

Points forts

- **Format grandeur nature** : buste féminin de taille moyenne pour reproduire des conditions d'apprentissage proches d'une situation réelle de formation.
- **Silicone 3B SKINlike™** : matière souple avec rendu tactile précis, utile pour mieux percevoir les reliefs et différences de consistance.
- **Variété d'anomalies pédagogiques** : présence de tumeurs bénignes mobiles, tumeurs malignes supposées, mamelon rétracté, peau d'orange et autres tumeurs palpables pour multiplier les exercices.
- **Deux modalités d'utilisation** : examen possible à plat ou en position portée selon l'organisation des séances et les habitudes pédagogiques.
- **Équipement fourni** : modèle livré avec talc, sangles Velcro® et support pour une installation simple lors des démonstrations.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 56 x 44 x 24 cm

Poids Net : 11,5 kg

Marque : 3B Scientific

Type de produit : Modèle de palpation mammaire

Matériau : Silicone 3B SKINlike™

Fonctionnement : Manuel

Utilisation : Réutilisable

Position d'utilisation : À plat ou en position portée

Éléments pédagogiques : Tumeurs bénignes mobiles, tumeurs malignes supposées, mamelon rétracté, peau d'orange, autres tumeurs palpables

Conditionnement/emballage : Modèle fourni avec talc, sangles Velcro® et support

Marquage : CE

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le produit est fourni avec le modèle de palpation mammaire, du talc, des sangles Velcro® et un support.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer l'espace de démonstration, les draps d'examen aident à préserver la surface de travail. Lors des manipulations, les gants latex - protection médicale usage professionnel participent à l'hygiène des ateliers, tandis que les supports pédagogiques apportent un complément visuel utile.

JJ/26