

LAMPE INFRAROUGE COMPACTE 300 W IL50 BEURER

Référence 09679



Prix du produit :

79,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Au quotidien, la lampe **Infrarouge** IL50 facilite les séances de chaleur ciblée : on incline la tête à l'angle voulu, on règle la durée et on laisse la minuterie gérer la fin. Le filtre céramique et la ventilation active sécurisent l'usage, tandis que le plateau stable et les poignées latérales simplifient l'orientation. Résultat: des sessions régulières, reproductibles et confortables, à la maison comme sur un poste fixe.

Description du produit:

Points forts

La puissance de 300 W délivre une **chaleur infrarouge** rapide et ciblée. Le panneau s'incline en continu de 0 à 50° pour viser précisément la zone à traiter, sans repositionner l'appareil.

La minuterie réglable de 1 à 15 minutes affiche le temps restant et déclenche l'arrêt automatique en fin de séance, pour un usage simple et répétable.

Le filtre en verre céramique offre une protection à 100 % contre les UV, tandis que la ventilation active et la sécurité anti-surchauffe apportent une marge de sécurité supplémentaire.

Le large champ de rayonnement (environ 30×40 cm) couvre aisément une épaule, la nuque ou la partie haute du dos à la distance recommandée.

Description détaillée

Compacte et stable, la **lampe infrarouge beurer** IL50 se pose sur un bureau ou un guéridon. Deux poignées latérales facilitent l'orientation précise. Le réglage se fait en quelques gestes:



choisir l'angle, régler la durée, appuyer sur marche/arrêt. L'écran en façade confirme la programmation et l'appareil s'éteint seul au terme de la séance. Pour un confort optimal, respecter une distance d'au moins 30 cm et travailler sur peau sèche, dans une pièce ventilée.

Caractéristiques clés

• Puissance : 300 W

• Inclinaison de la tête : **0 à 50**° (réglage continu)

• Minuterie : 1 à 15 min avec arrêt automatique et affichage du temps restant

Filtration : verre céramique assurant une protection UV 100 %

• Sécurité : ventilation active + protection contre la surchauffe

• Champ de rayonnement indicatif: ? 30 x 40 cm

• Distance d'utilisation : > 30 cm

Dimensions / poids : ? 27 x 28,5 x 19,5 cm ; ? 1,5 kg

• Alimentation : secteur

Domaines d'application

Chaleur infrarouge localisée pour l'appoint thermique à domicile ou en cabinet non médicalisé (bien-être, préparation musculaire légère). Convient pour des zones de taille moyenne à la distance recommandée. Utiliser assis ou allongé, l'appareil posé de manière stable.

Normes et sécurité

Dispositif **médical (CE)**. Utiliser exclusivement pour irradier le corps humain, à plus de 30 cm. Surfaces chaudes : ne pas toucher la vitre après fonctionnement. Ne pas couvrir ni utiliser près d'aérosols/inflammables. Ne pas regarder la source de trop près ; porter la protection oculaire fournie si nécessaire. Lire attentivement la notice avant utilisation et respecter les contre-indications indiquées par le fabricant.

Contenu de l'emballage

Lampe infrarouge IL50, protection oculaire, mode d'emploi.

