

LAMPE INFRAROUGE 100W BEURER - IL 11

Référence 09680



Prix du produit :

31,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Besoin d'une chaleur ciblée rapidement disponible ? La Lampe infrarouge Beurer IL 11 (100 W) s'installe en un geste, s'oriente sur 5 positions et sa grille sécurise l'avant de l'appareil.

Compacte et légère, elle trouve sa place sur un bureau ou une table basse pour une pause bienêtre à la demande. Choisissez la lampe **IL 11**, respectez la distance de 60 cm et les conseils de la notice, et intégrez dès aujourd'hui une chaleur apaisante à votre routine

Description du produit:

Points forts

Compacte et intuitive, la **Beurer IL 11** (100 W) diffuse une **chaleur infrarouge** ciblée pour un usage à domicile. Son format léger se pose facilement sur un bureau ou une table de soin.

Le réflecteur s'oriente sur 5 positions pour ajuster l'angle d'irradiation sans déplacer l'appareil. La grille de protection limite le contact direct avec l'ampoule.

Alimentation secteur 230 V, interrupteur simple ON/OFF: vous branchez, vous orientez, vous utilisez. La douille E27 facilite le remplacement de l'ampoule si nécessaire.

Description détaillée

La IL 11 délivre un **rayonnement infrarouge** qui procure une chaleur localisée. Pour une séance confortable, positionnez l'appareil sur une surface stable, réglez l'inclinaison parmi 5 crans et



respectez la distance d'utilisation recommandée par le fabricant.

Le châssis compact et la grille en façade rendent l'ensemble pratique au quotidien: transport aisé d'une pièce à l'autre, nettoyage simple de l'enveloppe plastique, contrôle visuel rapide avant mise en marche.

Pensée pour un usage domestique, la IL 11 constitue une solution de bien-être accessible; si vous cherchez une lampe plus puissante ou explicitement classée dispositif médical, la IL 21 (150 W) ou la IL 50 (300 W) chez Beurer peuvent constituer des alternatives de gamme.

Caractéristiques

• Modèle : Beurer IL 11

Puissance nominale: 100 W

Alimentation: 220–230 V / 50–60 Hz

• Source lumineuse : ampoule E27 (infrarouge)

• Angles d'inclinaison : 5 positions

• Grille frontale : oui (protection)

Dimensions (L × H × P): 12,0 × 20,5 × 16,5 cm

Poids : ~320 g

Intensité max. mesurée : ? 680 W/m² à 60 cm

• Distance d'utilisation conseillée : ? 60 cm

Commande : interrupteur marche/arrêt

• Coloris: blanc

• Contenu: 1 lampe IL 11 + 1 ampoule + notice

Domaines d'utilisation

Usage à domicile pour bénéficier d'une chaleur apaisante sur des zones localisées (nuque, épaules, dos, etc.). Peut s'intégrer à une routine de soin de confort (après une journée prolongée au bureau, séance sportive, période hivernale). Pour un usage professionnel médical, se référer aux modèles et notices explicitement certifiés dispositifs médicaux par le fabricant.

Sécurité & entretien



- Distance minimale : respectez au moins 60 cm entre la lampe et la zone exposée.
- **Durée** : suivez les durées indiquées en notice ; ne pas utiliser chez les sujets pour lesquels l'usage infrarouge est contre-indiqué (voir notice).
- Surface chaude : ne touchez pas l'ampoule ni la grille pendant et juste après l'utilisation.
- Enfants/animaux : usage sous surveillance d'un adulte; ne laissez pas l'appareil à portée.
- Entretien : débranchez, laissez refroidir, essuyez avec un chiffon doux légèrement humide (sans abrasif), contrôlez grille et inclinaisons.
- Avertissement : lire attentivement la notice avant utilisation et respecter toutes les précautions du fabricant.
- Statut : appareil de bien-être Beurer (la IL 11 n'est pas présentée par le fabricant comme «dispositif médical»; pour un modèleBeurer indiqué « dispositif médical », voirIL 21).

FAQ

- Peut-on remplacer l'ampoule ? Oui, la lampe utilise une ampoule E27 infrarouge.
- Faut-il un minuteur ? La IL 11 ne possède pas de minuteur intégré : utilisez une alerte externe et respectez les durées de la notice.
- Quelle distance respecter ? ? 60 cm est la distance minimale indiquée pour la IL 11.