

LAMPE INFRAROUGE IL 21 150W ORIENTATION RÉGLABLE BEURER - unitaire

Référence 09681



Prix du produit :

39,78 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe infrarouge IL 21 150W Beurer** délivre une chaleur localisée avec **150 W** de puissance et un **réglage sur 5 positions d'inclinaison** pour viser la zone souhaitée. Compacte et prévue pour un **fonctionnement continu**, elle s'intègre facilement en cabinet comme à domicile.

3 Ans • CE • 5 Positions d'inclinaison •
Fonctionnement continu

Description du produit :

Lampe infrarouge IL 21, chaleur localisée et orientation ajustable

Cette lampe infrarouge est conçue pour diffuser une chaleur ciblée lors des séances de thermothérapie. La **lampe infrarouge IL 21 150W Beurer** fonctionne avec une puissance de **150 W** et propose **5 positions d'inclinaison** pour orienter l'exposition selon la zone à traiter.

Son mode de **fonctionnement continu** permet d'adapter librement le temps d'utilisation en fonction des besoins et des habitudes de travail. Son encombrement réduit et sa base antidérapante favorisent une installation simple à proximité d'une zone de soin.

Idéal pour les kinésithérapeutes, cabinets médicaux, centres de rééducation et usage à domicile encadré. Son inclinaison réglable facilite le positionnement avant un massage ou sur une zone musculaire localisée.

Points forts

- **Puissance 150 W** : émission infrarouge adaptée à une application de chaleur localisée sur différentes parties du corps.
- **Inclinaison sur 5 positions** : réglage aisé de l'orientation pour diriger plus précisément l'exposition selon l'installation du patient.
- **Fonctionnement continu** : utilisation sans minuterie pour laisser le praticien gérer la durée selon le protocole retenu.
- **Format compact** : mise en place pratique dans les espaces restreints, sur meuble, tablette ou à proximité d'une table de soin.
- **Ampoule PAR38 remplaçable** : remplacement simplifié de la source lumineuse pour prolonger l'utilisation de l'appareil.
- **Base antidérapante** : meilleure tenue sur support plat pendant l'usage au cabinet ou à domicile.

Caractéristiques techniques

Marque : Beurer

Modèle : IL 21

Type de produit : Lampe infrarouge

Puissance : 150 W

Alimentation : 230 V ~ / 50-60 Hz

Fonctionnement : Continu

Réglage d'inclinaison : 5 positions

Distance minimale d'utilisation : 80 cm

Dimensions : 14,5 x 22,0 x 17,5 cm

Poids Net : Environ 0,6 kg

Couleur : Blanc

Matériau : Ampoule en verre pressé

Source lumineuse remplaçable : Oui

Pièces de rechange : Ampoule infrarouge PAR38 150 W

Conditionnement : Unitaire

Fabricant : Beurer GmbH

Garantie : 3 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Norme : EN 171:2002

Conformité : 93/42/CEE

Fabricant : Beurer GmbH

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le colis contient 1 lampe infrarouge IL 21, 1 ampoule infrarouge 150 W déjà installée et 1 notice

d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'installation, les cremes de massage accompagnent les gestes manuels après l'exposition à la chaleur. Les protections oculaires - laser - ipl - uv peuvent être utiles selon l'environnement d'utilisation. Une table de massage pliante aide à installer confortablement le patient pendant la séance.

JJ/26