

Doigtier 2 doigts en polyéthylène non stérile

Référence 00146



Prix du produit :

1,01 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le sachet de 100 doigtiers COMED à usage unique. Non stériles à usage unique pour les examens gynécologiques.

Description du produit :

Les doigtiers deux doigts de type "Legueu" sont en polyéthylène opaque pour la [protection des mains du praticien](#) lors des examens gynécologiques par exemple.

Non stérile, à usage unique, le **doigtier en polyéthylène opaque blanc 2 doigts** non poudré est un dispositif médical utilisé lors des interventions nécessitant la protection des mains ou des doigts du praticien.

Caractéristiques :

- Matière : 96% = Polyéthylène (LDPE) basse pression + 4% = colorant couleur blanc
- Dimensions : 0.025 mm x 200 mm x 250 mm
- Non stériles : les doigtiers peuvent être stérilisés au gaz oxyde d'éthylène

Mode d'emploi : prendre un doigtier et enfiler sur les doigts. Après utilisation l'enlever en le retournant. Taille unique, ne pas forcer sur les soudures du doigtier.

Le sachet de 100 doigtiers.