

# LAMPE INFRAROUGE THERMOQUATZ IR400W + MINUTERIE

Référence 09684



## Prix du produit :

## 729,00 € taxe inclu

## Description brève du produit :

Vous cherchez une Lampe infrarouge 400 W qui cadence vos séances ? La ThermoQuartz IR 400 W avec minuterie combine coupole Ø 400 mm, minuteur 0–60 min et pied roulant pour un usage fluide au quotidien. Réglez le temps, positionnez la tête et gagnez en confort opérateur comme en reproductibilité. Choisissez votre configuration, ajoutez la lampe au panier et optimisez votre plateau technique dès maintenant.

## **Description du produit:**

#### **Points forts**

Pensée pour les plateaux techniques et cabinets à flux soutenu, cette version **Lampe infrarouge avec minuterie** permet de définir une **durée de séance** sans surveillance continue. Le retour de fin de cycle simplifie l'organisation.

La coupole Ø 400 mm et l'**émetteur quartz 400 W** assurent une diffusion homogène du rayonnement. La grille périphérique crée une barrière anti-contact en pratique.

Le pied roulant 5 branches et le mât réglable (env. 90 à 190 cm) facilitent le positionnement autour de la table de soins sans déplacer le patient.

La commande est intuitive: sélecteur de temps + interrupteur. Le praticien règle la distance et la durée, conformément à la notice du fabricant.

## Description détaillée



La **ThermoQuartz 400 W** avec minuterie (couramment référencée **4003/2N** ou gamme **IRP 400 W** selon bras/mât) reprend la base mécanique de la version « basique » et y ajoute un minuteur 0–60 minutes (plage indicative selon série). L'objectif: des séances reproductibles et cadencées, particulièrement utiles en cabinets multi-postes.

La coupole multi-foyers limite les points chauds; la tête orientable aide à aligner la zone à traiter. Le rayon d'action ~700 mm couvre la plupart des placements courants.

La structure métallique reçoit un revêtement époxy pour la tenue dans le temps. L'émetteur circline 400 W est remplaçable (durée de vie indicative ~1 000 h en conditions nominales).

## Caractéristiques (liste)

- Type / gamme : ThermoQuartz IR 400 W version avec minuterie
- Minuterie : 0–60 min (plage indicative selon série) + arrêt en fin de cycle
- Commande : interrupteur ON/OFF + sélecteur de temps
- Source : circline quartz 400 W (±10 %) remplaçable
- Coupole : Ø 400 mm (multi-foyers) avec grille de protection
- Rayon d'action : ~700 mm
- Hauteur utile : env. 90 à 190 cm (réglage par serrage)
- Bras / mât : mât métallique (souvent inox), orientation de tête
- Base : pied roulant 5 branches (bonne stabilité)
- Alimentation: 220–240 V / 50–60 Hz
- Classe / type électriques : Classe I, Type B
- Durée de vie émetteur : ~1 000 h (indicative)
- Références usuelles : 4003/2N (avec minuterie) ; proches : 4003/1N (basique), IRP 400
  W (config bras articulé)
- Contenu : lampe complète sur pied, émetteur 400 W installé, grille, notice d'utilisation

#### **Domaines d'utilisation**

Thermothérapie en cabinet de kinésithérapie, médecine du sport, rééducation et structures de soins recherchant une **lampe infrarouge** 400 W fiable avec minuterie intégrée pour cadencer les séances et harmoniser les pratiques.



#### Normes & sécurité

- Marquage CE : se référer à la notice et à la documentation fabricant (statut DM selon configuration).
- **Sécurité électrique** : Classe I Type B (appareillage électromédical).
- **Précautions** : respecter distance et durée indiquées par le fabricant ; ne pas toucher les surfaces chaudes durant/après l'utilisation ; maintenir tout objet inflammable à distance ; vérifier l'intégrité de la grille et la stabilité avant chaque séance.
- Rappel légal : « Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. »

### **Entretien**

Débrancher l'appareil et laisser refroidir. Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide (sans abrasif/solvant). Vérifier régulièrement l'état du câble, des roulettes, du mécanisme de serrage, de la grille et de la coupole. Remplacer l'émetteur par une circline 400 W conforme aux spécifications.

## Contenu de l'emballage

- 1 lampe ThermoQuartz IR 400 W avec minuterie sur pied roulant
- 1 émetteur quartz 400 W pré-installé
- 1 notice d'utilisation

#### FAQ

La lampe possède-t-elle un minuteur ? Oui, minuterie 0–60 min. Le diamètre de la coupole ? Ø 400 mm avec grille de protection.

L'émetteur est-il remplaçable ? Oui, par une circline quartz 400 W compatible.

La lampe est-elle mobile ? Oui, pied 5 branches à roulettes et hauteur 90-190 cm.