

LAMPE INFRAROUGE MURALE IR400W VERRE & QUARTZ - version murale

Référence 09685

Prix du produit :

641,58 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe infrarouge murale IR400W Verre & Quartz** associe un émetteur quartz circline et une puissance de **400 W** pour une diffusion thermique régulière en cabinet. Sa coupole multidirectionnelle protégée par grille se règle facilement pour une utilisation conseillée à **60 à 70 cm**.

400 W • Coupole orientable • Grille de protection • Version murale

Description du produit :

Lampe infrarouge murale IR400W, pratique pour la thermothérapie

Cette lampe infrarouge à fixation murale est pensée pour délivrer une chaleur localisée lors des séances de thermothérapie. La **lampe infrarouge murale IR400W Verre & Quartz** fonctionne avec une puissance de **400 W** et intègre un émetteur quartz circline pour une émission homogène.

Sa coupole orientable dans plusieurs directions permet d'ajuster précisément le rayonnement selon la zone visée. Le montage mural garde l'appareil disponible sans encombrer l'espace de travail autour du patient.

La distance d'utilisation conseillée de **60 à 70 cm** facilite un positionnement adapté au confort pendant la séance. Idéal pour les kinésithérapeutes, cabinets de rééducation, centres de soins, maisons de santé et établissements de réadaptation.



Points forts

- **Puissance de 400 W** : apporte un rayonnement infrarouge constant, adapté aux usages de thermothérapie en environnement professionnel.
- **Émetteur quartz circline** : favorise une diffusion régulière de la chaleur sur la zone ciblée.
- **Coupole multidirectionnelle** : permet d'orienter la lampe avec précision sans multiplier les déplacements du patient.
- **Fixation murale** : libère le sol et optimise l'organisation d'une salle de soins ou de rééducation.
- **Grille de protection** : ajoute une barrière de sécurité autour de l'émetteur pendant l'utilisation.
- **Diamètre de 40 cm** : format conçu pour couvrir la zone de travail avec une diffusion homogène.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Type de produit : Lampe infrarouge murale

Puissance : 400 W

Technologie : Émetteur quartz circline

Diamètre : 40 cm

Distance d'utilisation conseillée : 60 à 70 cm

Durée de vie de l'émetteur : 1000 heures

Poids Net : 4 kg

Fixation : Murale

Protection : Grille de protection

Orientation : Coupole à rotation multidirectionnelle

Revêtement : Peinture époxy

Marque : Verre & Quartz

Formats disponibles : Version murale, également disponible sur pied roulant

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'installation, les tables de massage facilitent le placement du patient sous la source de chaleur. Les coussins de kinesithérapie aident au calage de la zone concernée. Les crèmes de massage s'intègrent facilement avant ou après le travail manuel.