

LAMPE INFRAROUGE MURALE IR400W VERRE ET QUARTZ

Référence 09685

Prix du produit :

641,58 € taxe inclu

Description brève du produit :

Vous manquez d'espace au sol ? La **lampe infrarouge murale Verre & Quartz 400 W** libère la zone de soin tout en offrant une orientation précise grâce au bras articulé. Coupole Ø 400 mm et émetteur **thermo-quartz** assurent une chaleur régulière, tandis que la grille renforce la sécurité de proximité. Choisissez votre variante (ON/OFF ou minuterie), planifiez la fixation murale et standardisez votre poste dès maintenant.



Description du produit :

Points forts

Version muralisée pour libérer l'espace au sol: la **lampe infrarouge** s'installe sur platine murale avec bras articulé pour un positionnement précis autour de la table.

Émetteur **thermo-quartz 400 W** et **coupole Ø 400 mm multi-foyers** pour une diffusion homogène; grille périphérique pour limiter les contacts avec la surface chaude.

Cinématique fluide : rayon d'action ~700 mm et tête orientable pour viser la zone sans déplacer le patient.

Configuration pensée pour les plateaux techniques : rangement latéral, accès dégagé, maintenance simple (émetteur remplaçable).

Description détaillée

La variante murale de la gamme **ThermoQuartz/IRP 400 W** conserve la même tête de traitement que les versions sur pied, et ajoute une platine murale avec bras articulé. Ce montage fixe

permet de dégager l'aire de soin, de standardiser l'implantation des postes et de réduire le risque d'accrochage des roulettes/câbles.

La coupole Ø 400 mm à réflecteur multi-foyers favorise une répartition régulière de la chaleur. L'émetteur circulaire 400 W est remplaçable (durée de vie indicative ~1 000 h). L'utilisateur règle l'orientation, la distance et la durée selon protocole et notice.

Le poids de l'ensemble mural est typiquement plus léger que la version sur pied, ce qui facilite l'installation; vérifier la nature du support (maçonnerie/cheville adaptée) et respecter les consignes de fixation.

Caractéristiques

- **Type / configuration** : **Lampe infrarouge 400 W Verre & Quartz sur support mural** (bras articulé)
- **Source** : circline **thermo-quartz 400 W** ($\pm 10\%$) **remplaçable**
- **Coupole** : Ø 400 mm (réflecteur multi-foyers) avec **grille de protection**
- **Rayon d'action** : ~700 mm (tête + bras)
- **Fixation** : platine murale + bras articulé (kit mural dédié)
- **Alimentation** : **220–240 V / 50–60 Hz** (portes-fusibles selon série)
- **Commande** : suivant série basique (ON/OFF) ou minuterie 0–60 min (à choisir)
- **Durée de vie émetteur** : ~1 000 h (indicative, conditions nominales)
- **Classe / type électriques** : Classe I, Type B
- **Poids indicatif** : version murale ~4 kg (version sur pied ~12 kg, à titre comparatif)
- **Contenu** : tête **IR 400 W**, grille, bras + platine murale, notice

Domaines d'utilisation

Thermothérapie en **kinésithérapie**, **médecine du sport** et **rééducation**, lorsque l'on souhaite **standardiser un poste fixe** et **libérer l'espace au sol**. Particulièrement adapté aux cabines étroites et aux plateaux à **fort turn-over**, avec un réglage d'angle et de distance récurrent autour d'une table.

Normes & sécurité

- **Marquage CE** : se référer à la **notice** et à la **documentation fabricant** (statut DM selon configuration).

- **Sécurité électrique : Classe I – Type B** (appareillage électromédical).
- **Précautions** : respecter la distance de traitement et la durée indiquées par le fabricant ; ne pas toucher les surfaces chaudes pendant/juste après usage ; tenir les objets inflammables à distance (? 1 m).
- **Fixation murale** : vérifier la résistance du support, employer la quincaillerie adaptée et respecter le schéma d'implantation.
- **Rappel légal** : « Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. »

Entretien

Débrancher et laisser refroidir. Nettoyage : chiffon doux légèrement humide (sans abrasif/solvant). Inspection périodique : état de la grille, de la coupole, du câble, et surtout visserie/chevillage de la platine. Remplacer l'émetteur par une circline 400 W conforme.

Contenu de l'emballage

- 1 tête IR 400 W Verre & Quartz avec grille
- 1 bras articulé + platine murale (selon pack commande)
- 1 notice d'utilisation

FAQ (extrait)

Existe-t-elle sans minuteur / avec minuteur ? Oui, deux variantes courantes : basique (ON/OFF) ou minuterie 0–60 min (selon série).

Quel est le diamètre de la coupole ? Ø 400 mm.

Quelle distance respecter ? Suivre la notice du fabricant ; ajuster la distance en fonction de la zone et du ressenti, en restant dans les limites d'emploi.

Peut-on ajouter une grille ou changer l'émetteur ? La grille Ø 400 mm est d'origine ; l'émetteur 400 W est remplaçable.