

CATHETER INSYTE AUTOGUARD BLOOD CONTROL SANS AILETTES BD

Référence 09735

Prix du produit :

72,41 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les cathéters Insyte Autoguard Blood Control de Becton Dickinson sont fabriqués en Vialon®, un biomatériau hémocompatible développé par BD. Conçus sans ailettes, ils permettent une insertion sûre et confortable tout en réduisant le risque de complications vasculaires, assurant un contrôle fiable du reflux sanguin lors des procédures intraveineuses.



Description du produit :

Le cathéter droit Insyte Autoguard Blood Control de Becton Dickinson combine plusieurs technologies pour offrir sécurité et efficacité lors des procédures intraveineuses :

- **Protection contre les accidents d'exposition au sang (AES)** : le septum à usage unique Blood Control empêche l'écoulement de sang dans l'embase lors de la pose, supprimant la technique du point de compression et libérant la deuxième main.
- **Protection contre les piqûres accidentelles** : la mise en sécurité automatique BD Autoguard™ recouvre totalement et de manière irréversible l'aiguille dans un fourreau protecteur.
- **Biomatériau hémocompatible BD Vialon™** : le polyuréthane s'assouplit à la chaleur corporelle et conserve une meilleure perméabilité que les cathéters en téflon.
- **Fenêtre de visualisation du reflux sanguin** : la technologie BD Instaflash™ (pour cathéters 20, 22 et 24 G) permet de vérifier immédiatement le bon positionnement dans la

veine.

- Sans ailettes pour une insertion simplifiée
- Boîte de 50 unités
- Marquage CE
- Réservé aux professionnels de santé