

CATHETER INSYTE AUTOGUARD BLOOD CONTROL AVEC AILETTES BD

Référence 09736

Prix du produit :

75,02 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les cathéters Insyte Autoguard Blood Control de Becton Dickinson sont fabriqués en Vialon®, un biomatériau hémocompatible. Conçus avec ailettes, ils permettent une insertion stable et sécurisée, tout en offrant une protection contre les accidents d'exposition au sang grâce à la technologie Blood Control et une mise en sécurité automatique de l'aiguille via le système BD Autoguard™.



Description du produit :

Le cathéter droit Insyte Autoguard Blood Control de Becton Dickinson combine plusieurs technologies pour assurer sécurité, fiabilité et confort lors des procédures intraveineuses :

- **Protection contre les accidents d'exposition au sang (AES)** : le septum à usage unique Blood Control empêche l'écoulement de sang dans l'embase lors de la pose, supprimant la technique du point de compression et libérant la deuxième main.
- **Protection contre les piqûres accidentelles** : la mise en sécurité automatique BD Autoguard™ recouvre totalement et de manière irréversible l'aiguille dans un fourreau protecteur.
- **Biomatériau hémocompatible BD Vialon™** : le polyuréthane s'assouplit à la chaleur corporelle et offre une meilleure perméabilité que les cathéters en téflon.

- **Visualisation précoce du reflux sanguin** : la technologie BD Instaflash™ (pour cathéters 20, 22 et 24 G) permet de vérifier immédiatement le bon positionnement dans la veine.
- Conception avec ailettes pour une insertion stable
- Boîte de 50 unités
- Marquage CE
- Réservé aux professionnels de santé