

# CATHÉTERS COURTS INTRAVEINEUX INSYTE BD

Référence 09737



**Prix du produit :**

**40,79 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Les cathéters courts intraveineux Insyte BD sont fabriqués en Vialon®, un biomatériau hémocompatible développé par Becton Dickinson. Conçus pour une insertion sécurisée et confortable, ils assurent une perméabilité optimale et réduisent le risque de complications vasculaires lors des perfusions intraveineuses.

**Description du produit :**

Le cathéter droit Insyte Autoguard Blood Control de Becton Dickinson offre une insertion facile et sécurisée grâce à sa conception ergonomique et souple. Sa haute tolérance réduit le risque de thrombophlébite, tout en assurant un confort optimal pour le patient.

**Dimensions et coloris :**

- 45 mm x 1,3 mm – 18G (vert)
- 30 mm x 1,1 mm – 20G (rose)
- 25 mm x 0,9 mm – 22G (bleu)
- 19 mm x 0,7 mm – 24G (jaune)
- 30 mm x 1,3 mm – 18G (vert)
- Boîte de 50 cathéters

- Marquage CE
- Réservé aux professionnels de santé

**Avantages :**

- Insertion facile et précise
- Souplesse optimale pour réduire les risques de thrombophlébite
- Confort et sécurité pour le patient