

CATHÉTER INSYTE W AUTOGUARD AVEC AILETTES

Référence 09739



Prix du produit :

72,41 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cathéter intraveineux périphérique équipé du système de sécurité Autoguard, conçu pour réduire les risques de piqûres accidentelles. Ses ailettes facilitent la fixation et assurent un meilleur confort pour le patient, tout en permettant une manipulation plus stable et sécurisée lors de la pose.

Description du produit :

Le **cathéter Insyte® Autoguard avec ailettes** est un cathéter droit conçu pour la sécurité et le confort du patient. Il intègre un **système de protection automatique de l'aiguille**, réduisant les risques de piqûres accidentelles et limitant les projections de sang. Sa conception favorise une **manipulation stable et précise**, avec une **zone de préhension ergonomique**, une **chambre de visualisation du reflux sanguin** et un **poussoir à l'embase de la canule**.

Il contribue également à **réduire de 50?% les risques de thromboses mécaniques**. Disponible en quatre modèles adaptés aux différents besoins de perfusion :

- 0,7 x 19 mm – 24G (Jaune)
- 0,9 x 25 mm – 22G (Bleu)
- 1,1 x 30 mm – 20G (Rose)
- 1,3 x 48 mm – 18G (Vert)

Conditionnement : boîte de 50 unités, conforme CE.