

OTOSCOPE FO LED COULEUR MÉDICLINC - GRIS

Référence 09862



Prix du produit :

29,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'examen auriculaire exige précision et confort visuel. L'**otoscope FO LED** Médiclinic gris apporte un éclairage homogène et une ergonomie étudiée pour les consultations quotidiennes.

Sa technologie à fibre optique, associée à une loupe pivotante x3, offre une observation claire et sans reflets.

Pratique, esthétique et conforme aux exigences CE, il devient vite un outil indispensable.

Adoptez la version Médiclinic pour conjuguer performance et fiabilité à chaque auscultation.

Description du produit :

OTOSCOPE FO LED COULEUR MÉDICLINC - GRISPoints forts

La fibre optique intégrée diffuse une lumière froide homogène qui éclaire l'ensemble du conduit auditif sans zone d'ombre. Le diagnostic devient plus précis et confortable pour le praticien.

La loupe pivotante grossissante x3 permet une observation détaillée du tympan tout en conservant un large champ de vision. Elle se relève facilement pour l'introduction d'instruments.

L'alimentation par deux piles LR06 AA assure une autonomie pratique, sans contrainte de recharge, idéale pour les déplacements médicaux ou visites à domicile.

Sa coque robuste et sa finition gris métallisé offrent une excellente préhension et une identification rapide parmi les instruments du cabinet.

Livré dans un étui souple de protection, l'**otoscope FO LED** Médiclinic combine portabilité et durabilité pour un usage intensif.

Caractéristiques techniques

- **Type d'éclairage** : LED à fibre optique
- **Grossissement** : x3 avec loupe pivotante
- **Alimentation** : 2 piles LR06 AA (1,5 V)
- **Raccord soufflerie** : Oui, embout métallique compatible avec spéculums adultes et enfants
- **Coloris disponibles** : Bleu, orange, jaune, violet, noir, gris
- **Poids** : Environ 160 g
- **Garantie** : 3 ans
- **Norme qualité** : ISO 13485
- **Classe du dispositif médical** : Classe I
- **Marquage CE** : Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
- **Fabricant** : Médiclinic

Description détaillée

Dans un **cabinet de médecine générale**, il facilite le diagnostic des pathologies auriculaires fréquentes. En **pédiatrie**, sa légèreté et son design coloré favorisent un contact plus rassurant avec l'enfant.

Sa loupe grossissante pivotante x3 améliore la visibilité du tympan, tandis que l'embout métallique permet l'adaptation de spéculums à usage unique pour adultes ou enfants.

La conception Médiclinic répond aux exigences de qualité des dispositifs médicaux européens. Chaque détail, du clip de fixation à l'interrupteur intégré, est pensé pour une utilisation quotidienne fluide et sécurisée.

Normes & sécurité

Dispositif médical de **classe I** conforme à la directive européenne 93/42/CEE.

Conforme à la norme **ISO 13485** relative au management de la qualité des dispositifs médicaux.

Marquage CE attestant de la conformité réglementaire.

Veuillez **lire attentivement la notice avant utilisation**.

Fabricant : Médiclinic.

Contenu de l'emballage

Chaque coffret contient un **otoscope FO LED Médiclinic** gris, un jeu de **spéculums** réutilisables, un étui souple de protection et une notice d'utilisation multilingue. Piles non incluses.