

Lingettes exeol wipes optimal

Référence 09866



Prix du produit :

10,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

En boîte de 100 lingettes, les Lingettes Exeol Wipes Optimal garantissent un nettoyage et une désinfection rapide des dispositifs médicaux non immergeables. Leur formule sans alcool et à pH neutre prévient tout risque de contamination croisée tout en préservant l'intégrité des matériaux sensibles.

Description du produit :

Lingettes Exeol Wipes Optimal – Désinfection sans alcool rapide et efficace

Les Lingettes Exeol Wipes Optimal sont des lingettes détergentes et désinfectantes sans alcool, spécialement conçues pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux. Grâce à leur formule douce au pH neutre, elles respectent les matériaux sensibles tout en garantissant une efficacité antimicrobienne complète.

Développées par les laboratoires Exeol du groupe SODEL, ces lingettes prêtes à l'emploi assurent un haut niveau d'hygiène dans tous les environnements médicaux, hospitaliers et paramédicaux.

Caractéristiques principales :

- Type : lingettes détergentes et désinfectantes prêtes à l'emploi
- Formule : sans alcool – pH neutre (6,5 à 7,5)
- Mode d'action : essuyage humide sans rinçage (2 lingettes/m² recommandées)
- Efficacité : prouvée en 2 minutes sur les principaux germes pathogènes

- Spectre large : actif sur bactéries, levures, virus et spores
- Compatibilité : adaptée aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires
- Non parfumées : idéales pour un usage professionnel en milieu médical
- Dispositif médical : classe IIa – produit biocide TP2 / TP4
- Formule prête à l'emploi : simple, rapide et sans rinçage
- Surfactant spécifique : excellente nettoyabilité (TS 27 mN/m)

Normes d'efficacité microbiologique :

- Bactéricide (2 min) : EN 1276, EN 13727, EN 16615
- Levuricide (2 min) : EN 1650, EN 13624, EN 16615
- Actif sur Candida auris (2 min) : EN 13624, EN 16615
- Virucide (2 min) : EN 14476, EN 16777 (virus enveloppés)
- Actif sur Norovirus / Rotavirus (15 min) et Adénovirus (45 min)

Domaines d'application :

- Dispositif médical : nettoyage et désinfection par essuyage humide des dispositifs médicaux réutilisables, invasifs ou non-invasifs.
- Produit biocide : désinfection des surfaces, mobiliers, plans de travail et équipements lourds en milieux médical, hospitalier ou agroalimentaire.

Précautions d'emploi :

Produit réservé à un usage professionnel.

Utiliser les produits biocides avec précaution.

Lire attentivement l'étiquette et les instructions avant utilisation.