

Tensiomètre Spengler Lian® Dessillons

Référence 09867



Prix du produit :

100,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le Tensiomètre Spengler Lian® Dessillons est un tensiomètre manuel alliant précision, robustesse et ergonomie.

Son cadran large assure une lecture rapide et claire des mesures, tandis que sa molette en laiton et sa poire souple garantissent une utilisation fluide et confortable.

Les brassards adaptables offrent un ajustement optimal pour tous les patients. Livré avec une élégante pochette Maison De Boissy, ce tensiomètre professionnel conjugue fiabilité, design et qualité durable.

Description du produit :

Tensiomètre Spengler Lian® Dessillons – Précision, fiabilité et robustesse professionnelle

Le **tensiomètre Spengler Lian® Dessillons** est un appareil de mesure de la tension artérielle hautement précis, conçu pour les **professionnels de santé** exigeant performance, fiabilité et confort d'utilisation. Fabriqué en France, il associe un design ergonomique à une qualité de conception irréprochable pour un usage intensif et durable en cabinet médical ou à l'hôpital.

Caractéristiques principales :

- Type : tensiomètre manopaire manuel
- Fabrication : française, assemblé et calibré à la main

- Précision : graduation de 0 à 300 mmHg, tolérance ± 3 mmHg
- Corps : aluminium robuste avec boîtier en ABS
- Cadran : verre polycarbonate incassable, affichage large et lisible
- Poire : en PVC souple, ergonomique pour un gonflage fluide
- Molette : en laiton, esthétique et précise pour une décompression maîtrisée
- Brassards compatibles : gammes Soft Cuff® et Clinic® (5 tailles disponibles + cuissard)
- Utilisation : usage médical professionnel intensif
- Accessoire inclus : pochette de rangement Maison De Boissy
- Entretien : compatible avec brassards lavables ou désinfectables

Les atouts du Tensiomètre Spengler Lian® Dessillons :

- Haute précision de mesure pour un diagnostic fiable
- Design ergonomique offrant une prise en main confortable
- Matériaux résistants aux chocs et à l'usure du temps
- Lecture claire et rapide des valeurs
- Fabrication durable et écoresponsable
- Garantie : 3 ans. CE.