

# Kit de Révision onde de choc RPW - CHATTANOOGA

Référence 00021



#### Prix du produit :

## 399,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Ce kit de révision onde de choc RPW offre une remise à niveau complète des pièces d'usure, idéal pour maintenir des performances constantes sur votre générateur. Chaque élément est conçu pour retrouver la précision mécanique d'origine sans intervention complexe.

#### **Description du produit:**

#### Kit de Révision onde de choc RPW Normes & sécurité

Ce kit contient des pièces de maintenance non classées DM. À utiliser exclusivement sur dispositifs certifiés CE par le fabricant d'origine.

Lire attentivement la notice du fabricant Intelect F-SW avant intervention.

Maintenance à réaliser hors tension, conformément aux consignes de sécurité équipement.

#### **Domaines d'application**

- Révision périodique des applicateurs de thérapie par ondes de choc.
- Maintenance préventive dans les cabinets de rééducation, kinésithérapie et centres sportifs.
- Remise en état d'un applicateur présentant perte de puissance ou irrégularités mécanique



### Contenu de l'emballage

- 2 projectiles
- 2 tubes de guidage
- kit d'étanchéité
- Notice d'assemblage

Que vous souhaitiez restaurer la précision de votre applicateur ou simplement prévenir l'usure, le **kit de révision onde de choc RPW** vous permet de prolonger la performance en toute simplicité. Fiable, complet et pensé pour les praticiens, il limite les interruptions de service et sécurise la qualité de vos séances. Faites durer votre matériel et assurez une utilisation toujours fluide.