

# Otoscope Smartled Spengler x Luxamed

Référence 00034



**Prix du produit :**

**96,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

L'otoscope led smartled spengler x luxamed est un otoscope haut de gamme conçu pour offrir une précision de diagnostic remarquable. Sa technologie brevetée led-ring, composée de 6 led concentriques, fournit un éclairage puissant de 10 000 lux, une colorimétrie de 4 200 k et un irc > 90, assurant un rendu des couleurs parfaitement fidèle. Leger, ergonomique et équipé d'une loupe x3, l'otoscope led smartled spengler x luxamed permet un examen orl confortable, précis et sans effort. Avec une durée de vie d'environ 100 000 heures, un variateur de luminosité et un arrêt automatique, il s'impose comme un instrument essentiel pour les professionnels recherchant fiabilité et performance.

**Description du produit :**

Découvrez le Smartled Spengler x Luxamed Edition, un concentré d'innovation alliant l'expertise Spengler à la technologie avancée de Luxamed. Conçu en Allemagne, cet otoscope nouvelle génération associe design premium, éclairage breveté et performances cliniques pour répondre aux attentes les plus exigeantes des professionnels ORL.

**Technologie LED-Ring brevetée : un éclairage puissant et sans ombre**

Équipé d'un anneau de 6 LED concentriques, le Smartled Spengler x Luxamed Edition offre :

- 10 000 Lux de luminosité

- 4 200 K de température de couleur
- IRC > 90 pour un rendu des couleurs d'une grande fidélité

Cette technologie garantit un champ de vision totalement dégagé et un éclairage homogène, idéal pour détecter les zones d'hyperhémie, analyser les reliefs et observer les détails les plus fins.

### **Un otoscope conçu pour l'excellence médicale**

- Loupe pivotante x3 pour un grossissement précis
- Variateur de luminosité pour ajuster l'éclairage selon la situation clinique
- Fournis avec spéculums 4 mm (adultes) et 2,5 mm (pédiatriques)
- Compatible Spengler et Luxamed
- Durée de vie exceptionnelle : 100 000 heures
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Fabrication allemande : gage de précision, robustesse et durabilité

### **Design élégant & ergonomique**

Léger, équilibré et agréable en main, il assure un confort optimal même lors d'une utilisation prolongée. Son design moderne renforce l'image professionnelle du cabinet.

Disponible en 3 coloris : Bronze, Myrtille, Noir

### **Prêt à l'emploi**

- 2 piles AAA/LR03 incluses
- 20 spéculums jetables (10 x 2,5 mm et 10 x 4 mm)

Dispositif médical : Classe I – Marquage CE

Garantie : 3 ans

**L'outil indispensable pour vos diagnostics ORL**

Alliant qualité médicale, technologie d'éclairage avancée et design premium, le Smartled Spengler x Luxamed Edition assure des diagnostics plus précis, plus rapides et plus confortables.