

# Tensiomètre électronique Neotens Bras

Référence 00033



**Prix du produit :**

**43,95 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Le tensiomètre électronique au bras NEOTENS® Spengler combine ergonomie, précision médicale et confort d'utilisation. Compact et léger, il est équipé d'un grand écran LCD offrant une lecture claire et instantanée des résultats, que ce soit en cabinet ou à domicile. Grâce à sa technologie de mesure à la montée, la prise de tension s'effectue en douceur, sans sensation d'oppression, pour une expérience plus confortable et plus agréable.

**Description du produit :**

Le Tensiomètre électronique Bras NEOTENS® utilise la technologie de mesure à la montée, qui évalue la pression artérielle dès le gonflage. Cette méthode offre une prise de tension plus douce, silencieuse et moins oppressante, réduisant nettement l'inconfort pour le patient.

Robuste et simple d'utilisation, il s'adresse aussi bien aux professionnels de santé qu'aux patients nécessitant un suivi régulier. Son grand écran LCD 50 x 50 mm assure une lecture claire et immédiate, même en environnement très lumineux.

**Mémoire & Fonctions intelligentes**

- 50 mesures horodatées x 2 utilisateurs
- Détection des battements cardiaques irréguliers
- Indicateur de piles faibles

- Arrêt automatique après 1 minute d'inactivité

### **Polyvalence & Flexibilité**

- Double alimentation : 4 piles AA ou adaptateur USB-C (en option)
- Brassard adulte M/L 22–42 cm inclus
- Brassards enfant (16–24 cm) et adulte XL (40–55 cm) disponibles séparément
- Compatible avec les applications SPENGLER HTA et SuiviHTA pour un suivi digital simplifié

### **Caractéristiques techniques**

- Méthode de mesure : Oscillométrique – mesure à la montée
- Site de mesure : Bras

### **Plages de mesure**

- Systolique : 60 – 260 mmHg
- Diastolique : 40 – 200 mmHg
- Pouls : 30 – 199 bpm

### **Précision**

- Pression :  $\pm 3$  mmHg
- Pouls :  $\pm 5$  %

### **Ergonomie & Robustesse**

- Dimensions : 108,6 × 103,5 × 73,5 mm
- Poids : ? 230 g (sans piles)
- Indice de protection : IP21
- Conçu pour un usage quotidien intensif

## **Classification & Garantie**

- Dispositif médical : Classe IIa – Marquage CE
- Garantie : 3 ans (hors consommables)

## **Avantages clés**

- Mesure à la montée : rapide, douce et non oppressante
- Grand écran LCD lisible immédiatement
- Mémoire 2 utilisateurs
- Détection de l'arythmie
- Double alimentation (piles / USB-C)
- Compatible applications SPENGLER HTA
- Design compact, léger et ergonomique

## **Contenu de la boîte**

- 1 tensiomètre NEOTENS®
- 1 brassard adulte M/L (22–42 cm)
- 4 piles AA
- 1 trousse de rangement
- 1 notice d'utilisation